



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

ESAME	MATERIALE	ACRONIMO	PROVETTA	PUNTO CONSEGNA	SEDE di ESECUZIONE	NOTE	GIORNI LAVOR. REFER. T.	REFERT - URGENZA	METODO	STRUMENTO
1,25-OH Vitamina D	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		10		Immunoenzimatica	Manuale
17OH Progesterone	Siero	17OHP	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		15		RIA	
25-OH Vitamina D	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		5		Chemiluminescenza	LIAISON
2-idrossinaftalene	Urina	2-OHNAP	polietilene 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	associare analisi di creatinina urinaria	18		cromatografico	LC/MS
3,5,6-tricloro-2-piridinolo	urina	TCP	polietilene 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	associare analisi di creatinina urinaria	18		cromatografico	GC/MS
Ab anti organo Anticorpi anti GANGLIOSIDE GD1a IgM / IgG	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		Dot Blot - Elisa -	
Ab anti organo Anticorpi anti GANGLIOSIDE GD1b IgM / IgG	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		Dot Blot - Elisa -	
Ab anti organo Anticorpi anti GANGLIOSIDE GD3 IgM / IgG	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		Dot Blot - Elisa -	
Ab anti organo Anticorpi anti GANGLIOSIDE GM1 IgM / IgG	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		Dot Blot - Elisa -	



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Ab anti organo Anticorpi anti GANGLIOSIDE GM2 IgM / IgG	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		Dot Blot - Elisa -	
Ab anti organo Anticorpi anti GANGLIOSIDE GM3 IgM / IgG	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		Dot Blot - Elisa -	
Ab anti organo Anticorpi anti GANGLIOSIDE GQ1b IgM / IgG	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		Dot Blot - Elisa -	
Ab anti organo Anticorpi anti GANGLIOSIDE GT1a IgM / IgG	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		Dot Blot - Elisa -	
Ab anti organo Anticorpi anti GANGLIOSIDE GT1b IgM / IgG	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		Dot Blot - Elisa -	
Ab anti organo Anticorpi anti GANGLIOSIDE Sulfatidi IgM	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		Dot Blot - Elisa -	
Abacavir	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9- 18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal preliev o stocca re a +4 °C	Real-time PCR	Rotor-Gene 6000
Acetone	Urina	Acet	Contenitore a tenuta di vapori fornito dal laboratorio oppure provetta in polietilene	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		15		cromatografico	GC/MS



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Acidi biliari Totali	Siero		Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7		Enzimatico colorimetrico	Cobas C 702
Acidi organici	Urine	u-OA		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	7	X	Gascromatografia- Spettrometria di massa (GC-MS)	4000 GCMS - PERKIN ELMER
Acido 5-Idrossi-Indolacetico Urinario	urina 24 ore	5-HIAA		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Fisiopatologia Digestiva tel. 02/55033329 - 3395	Indicare la diuresi delle 24 ore (leggere istruzioni I.O.801.500.All.32)+ creatinuria 24 ore	12		cromatografico	HPLC
Acido delta aminolevulinico	Urina	ALA-U	polietilene 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	avvolgere la provetta in carta stagnola. Associare l'analisi di creatinina urinaria	13		colorimetrico	UV-Vis
Acido Fenilglicosilico	Urina	PGA	polietilene 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	associare analisi di creatinina urinaria	13		cromatografico	HPLC-UV
Acido Ippurico	Urina	IPP	polietilene 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	associare analisi di creatinina urinaria	13		cromatografico	HPLC-UV
Acido Lattico su siringa eparinata	Sangue intero	LAC	Siringa eparinata	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386	In ghiaccio, consegna immediata . Solo per pazienti ricoverati		1 h	amperometrico	GEM 4000
Acido Lattico su siero	Plasma		Tappo grigio	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386	In ghiaccio, consegna immediata .	1		Colorimetrica Enzimatica	
Acido Mandelico	Urina	MAND	polietilene 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	associare analisi di creatinina urinaria	13		cromatografico	HPLC-UV
Acido Metilippurico	Urina	MeIPP	polietilene 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	associare analisi di creatinina urinaria	13		cromatografico	HPLC-UV
Acido metilmalonico	Urine	u-MMA		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	7		LCMSMS con diluizione isotopica	SHIMADZU 8050



Acido metilmalonico	Plasma	p-MMA	Li Eparina	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	7		LCMSMS con diluizione isotopica	SHIMADZU LC-MS 8050
Acido mevalonico	Urine	u-MEV		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	7		Gascromatografia- Spettrometria di massa (GC-MS)	4000 GCMS - PERKIN ELMER
Acido omogentisico	Urine	u-HGA		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	7		Gascromatografia- Spettrometria di massa (GC-MS)	4000 GCMS - PERKIN ELMER
Acido omovanilico	Urine 24 ore pre- acidificata	u-HVA		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	7	X	Cromatografia HPLC	ALLIANCE WATERS
Acido orotico	Urine	u-OROT		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	7	X	LCMSMS	LC-MS 4 MICRO WATERS
Acido S-Fenilmercapturico	Urina	SPMA	polietilene 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	associare analisi di creatinina urinaria	15		cromatografico	LC/MS
Acido t,t-Muconico	Urina	MUC	polietilene 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	associare analisi di creatinina urinaria	15		cromatografico	LC/MS
Acido urico	Siero	AU	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	URICASI	Cobas C 702
Acido urico	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		URICASI	Cobas C 702
Acido valproico	Siero	DPA	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Immunoturbidime- trico	Cobas C 501
Acido vanilmandelico	Urine 24 ore pre- acidificata	u-VMA		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	7	X	Cromatografia HPLC	HPLC ALLIANCE WATERS



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

ADAMTS 13 - AbANTIADAMTS 13 - ADAMTS 13 Antigene	Plasma		3 azzurre 1 rosa 1 viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Fondazione Luigi Villa tel. 02-55035414-5510709	- Da richiedere solo dopo accordo con Ematologo del Centro Emofilia e Trombosi ai numeri 87130 (dalle 9 alle 16.30) e 87010 (dalle 16.30 alle 9 e giorni festivi). Il prelievo deve essere inviato dalle 9 alle 16.30 in via Pace 9, Fondazione Luigi Villa; dopo le 16.30 e nei festivi chiedere a Ematologo reperibile.	20			
ADENO DNA su Liquor	Liquor	ADENO DNA L	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15		PCR	EasyMag (Biomerieux) + Thermal cycler2400 (Applied Biosystem)+ met. Manuale
Adrenalina	Urina	ADREN	polietilene 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	Raccogliere il campione delle 24 ore in presenza di acido. L'acido è disponibile presso l'accettazione	13		cromatografico	HPLC-FLD
Agglutinazione indotta da Ristocetina	Sangue intero	RIPA	provetta fornita dal laboratorio	laboratorio V.Willebrand	Laboratorio Von Willebrand tel. 02 55035407-5356	Il prelievo va eseguito nell'ambulatorio Diagnosi malattie Von Willebrand di Via Pace previo appuntamento	1	1 g		
Agglutinine a freddo	Sangue intero		Viola (q.tà:2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta	Manuale
Agglutinine a Frigore overnight	Sangue intero		Viola (q.tà:2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048	pazienti interni	7		Provetta	Manuale
Agglutinine Anti A/B	Sangue intero		Viola (q.tà:2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta	Manuale
Anticorpi Anti Cardiopina IgG / IgM	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		EliA	Immunocap 250



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Anticorpi anti cellule parietali gastriche	Siero	CPA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7	Immuno- fluorescenza	Quantalyser
Anticorpi anti Centromero	Siero	ACA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7	Immuno- fluorescenza	Quantalyser
Anticorpi anti Chlamydia pneumoniae IgG IgA IgM	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		7	Immuno- Enzimatica	Alisei
Anticorpi anti Chlamydia trachomatis IgG IgA IgM	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		7	Immuno- Enzimatica	Alisei
Anticorpi anti Coxsackie IgG	Siero	ANTI COX IgG	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7	EIA	DSX Technogeneti cs
Anticorpi anti Coxsackie IgM	Siero	ANTI COX IgM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7	EIA	DSX Technogeneti cs
Anticorpi anti cuore	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7	Immuno- fluorescenza	Quantalyser
Anticorpi anti Cytomegalovirus IgG	Siero	CMV IgG	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5	CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti Cytomegalovirus IgM	Siero	CMV IgM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5	CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti Cytomegalovirus IgM 2° test di conferma	Siero	CMV IgM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		6	ELFA	MINIVIDAS Biomérieux
Anticorpi anti Cytomegalovirus-avidità IgG	Siero	CMV avidità	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7	EIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti decarbossilasi dell'acido glutammico	Siero	Ab anti GAD	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	20		



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Anticorpi anti DNA nativo	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		Immuno- fluorescenza	Quantalyser
Anticorpi anti ds DNA nativo (titolazione anticorpale)	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582	SOLO PER MONITORAGGIO TERAPIA	7		Immuno- fluorescenza	
Anticorpi anti Echinococco (ELISA)	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		10			
Anticorpi anti Echinococco (WB)	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		10			
Anticorpi anti Echovirus IgG	Siero	ANTI ECHO IgG	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7		EIA	DSX Technogeneti cs
Anticorpi anti Echovirus IgM	Siero	ANTI ECHO IgM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7		EIA	DSX Technogeneti cs
Anticorpi anti ENA (Jo1)	Siero	ENA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		EliA	Immunocap 250
Anticorpi anti ENA (RNP)	Siero	ENA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		EliA	Immunocap 250
Anticorpi anti ENA (SCI70)	Siero	ENA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		EliA	Immunocap 250
Anticorpi anti ENA (screening)	Siero	ENA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		EliA	Immunocap 250
Anticorpi anti ENA (Sm)	Siero	ENA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		EliA	Immunocap 250



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Anticorpi anti ENA (SSA)	Siero	ENA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		EliA	Immunocap 250
Anticorpi anti ENA (SSB)	Siero	ENA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		EliA	Immunocap 250
Anticorpi anti Endomisio IgA	Siero	EMA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582	SOLO PER PAZIENTI ESENTI PER CELIACHIA	7		Immuno- fluorescenza	Quantalyser
Anticorpi anti <i>Entamoeba spp</i> (EIA)	Siero		Bianca con gel	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		6			
Anticorpi anti Epatite A IgG	Siero	Anti HAV IgG	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		2		CMIA	Architect Abbott
Anticorpi anti Epatite A IgM	Siero	Anti HAV IgM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		2		CMIA	Architect Abbott
Anticorpi anti Epstein Barr Virus EA IgG	Siero	EBV EA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5		CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti Epstein Barr Virus EBNA IgG	Siero	EBV EBNA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5		CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti Epstein Barr Virus VCA IgG	Siero	EBV VCA G	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5		CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti Epstein Barr Virus VCA IgM	Siero	EBV VCA M	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5		CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti fattore H ( i 164 )	Plasma		Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Radioisotopi tel. 02/55035340	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	20			
Anticorpi anti fattore VIII / IX	Plasma	Ab anti FVIII / IX	Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424		7	1 g		





DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Anticorpi anti Fibrillarina	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7			
Anticorpi anti gliadina IgG/IgA	Siero	AGA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582	SOLO PER PAZIENTI ESENTI PER CELIACHIA	7		EliA	Immunocap 250
anticorpi anti HBc IgG	Siero	AntiHBc	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		2		CMIA	Architect Abbott
anticorpi anti HBc IgM	Siero	AntiHBc IgM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		2		CMIA	Architect Abbott
anticorpi anti Hbe	Siero	AntiHBe	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		2		CMIA	Architect Abbott
Anticorpi anti HBs	Siero	AntiHBsA g	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		2		CMIA	Architect Abbott
Anticorpi anti HCV	Siero	AntiHCV	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		2		CMIA	Architect Abbott
Anticorpi anti HCV immunoblotting (test di conferma)	Siero	HCV immunoblot	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		9		LIA	AUTOLIA 48 Innogenetics
Anticorpi anti HDV IgG	Siero	antiHDV G	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		8		EIA	DSX Technogenetics
Anticorpi anti HDV IgM	Siero	antiHDVM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		8		EIA	DSX Technogenetics
Anticorpi anti Herpes 1 IgG	Siero	HSV 1/2 IgG	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5		CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti Herpes 1/2 IgM	Siero	HSV 1/2 IgM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5		CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti Herpes 2 IgG	Siero	HSV 2 IgG	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5		CLIA	Liaison DiaSorin



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Anticorpi anti HEV IgG	Siero	HEV IgG	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		8		Elisa	Metodica Manuale
Anticorpi anti HEV IgM	Siero	HEV IgM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		8		Elisa	Metodica Manuale
Anticorpi anti HHV6	Siero	Anti HHV6	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		8		IFA	Metodica Manuale
Anticorpi anti HHV8	Siero	Anti HHV8	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		8		IFA	Metodica Manuale
Anticorpi anti <i>Histoplasma capsulatum</i>	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		8			
Anticorpi anti HIV 1/2 immunoblotting (test di conferma)	Siero	HIV immunobl ot	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		9		LIA	AUTOLIA 48 Innogenetics
Anticorpi anti HLA classe II	Siero	AbsHLA	Rossa	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		5	in casi partico laril	Citofluorimetria	FACSCanto II
Anticorpi anti HTLV1/2	Siero	HTLV	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5		CMIA	Architect Abbott
Anticorpi Anti Insula Pancreatica	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		10		Immuno- fluorescenza	Quantalyser
Anticorpi anti insulina	Siero	AIAA	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	20			
Anticorpi anti <i>Legionella pneumophila</i> IgG/IgM	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		7		Immuno- Enzimatica	Alisei
Anticorpi anti <i>Leishmania spp</i> (WB)	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		7			



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Anticorpi anti <i>Leishmania spp.</i> (Imm.crom)	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		7			
Anticorpi anti MAG IgM	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		Western Blot	
Anticorpi anti Microsomi epatici e renali (LKM)	Siero	LKM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		Immuno- fluorescenza	Quantalyser
Anticorpi anti mitocondrio	Siero	AMA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		Immuno- fluorescenza	Quantalyser
Anticorpi anti Morbillo IgG	Siero	ANTI MORBILL O G	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7		EIA	DSX Technogeneti cs
Anticorpi anti Morbillo IgM	Siero	ANTI MORBILL O M	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7		EIA	DSX Technogeneti cs
Anticorpi anti muscolo liscio	Siero	ASMA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		Immuno- fluorescenza	Quantalyser
Anticorpi anti <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG/IgM	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		7		Immuno- Enzimatica	Alisei
Anticorpi anti Neurone / Cervelletto (HuD, Yo, Ri, CRMP5/CV2, Amfifisina, Ma1, Ma2, SOX1, Tr(DNER), GAD65, Zic4)	liquor		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		IB	
Anticorpi anti Neurone / Cervelletto (HuD, Yo, Ri, CRMP5/CV2, Amfifisina, Ma1, Ma2, SOX1, Tr(DNER), GAD65, Zic4)	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		IB	



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Anticorpi anti Neurone / Cerevelletto ( Hu, Yo, Ri, )	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		IIF	
Anticorpi anti Neurone / Cerevelletto ( Hu, Yo, Ri, )	liquor		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Neuroimmunologico tel. 02/55033836	consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (allegare sempre la fotocopia della richiesta del medico)	30		IIF	
Anticorpi anti nucleo (screening)	Siero	ANA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		Immuno-fluorescenza	Quantalyser
Anticorpi Anti Ovaio	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		10		Immuno-fluorescenza	Quantalyser
Anticorpi anti Parotite IgG	Siero	ANTI PAROTIT E G	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7		EIA	DSX Technogenetics
Anticorpi anti Parotite IgM	Siero	ANTI PAROTIT E M	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7		EIA	DSX Technogenetics
Anticorpi anti Parvovirus B19 IgG (EIA)	Siero	ANTI PARVO G	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7		EIA	DSX Technogenetics
Anticorpi anti Parvovirus B19 IgM (EIA)	Siero	ANTI PARVO M	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7		EIA	DSX Technogenetics
Anticorpi anti Peptide Ciclico Citrullinato	Siero	CCP	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		EliA	Immunocap 250
Anticorpi anti <i>Plasmodium spp</i> (ELISA)	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		6			
Anticorpi anti recettore del TSH	Siero	TrAb / THYBIA	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	15			



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Anticorpi anti ribosomi	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		Immuno- fluorescenza	Quantalyser
Anticorpi anti Rosolia IgG	Siero	RUBEO IgG	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5		CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti Rosolia IgG Avidity IgG	Siero	RUBEO Avidity	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7		Avidity	DSX Technogeneti cs
Anticorpi anti Rosolia IgM	Siero	RUBEO IgM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5		CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti Rosolia IgM 2° test di conferma	Siero	RUBEO IgM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		6		ELFA	MINIVIDAS Biomerieux
Anticorpi anti <i>Schistosoma</i> (ELISA)	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		6			
Anticorpi anti <i>Strongyloides stercoralis</i>	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		6			
Anticorpi Anti Surrene	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		10		Immuno- fluorescenza	Quantalyser
Anticorpi anti tiro perossidasi (ab anti microsomi)	Siero	TPO Anticorpi antimicros omi	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		5		Immunoenzimatico	UniCap 250
Anticorpi anti tireoglobulina	Siero	ATG	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		5		Immunoenzimatico	UniCap 250
Anticorpi anti <i>Toxocara</i> (WB)	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		10			



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Anticorpi anti <i>Toxocara</i> (ELISA)	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		10		
Anticorpi anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgA	Siero	TOXO IGA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7	EIA	DSX Technogenet cs
Anticorpi anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgA (WB) di conferma	Siero	TOXO A WB	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		9	Western Blot	Metodica Manuale
Anticorpi anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgG	Siero	TOXO IGG	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5	CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgG (WB) di conferma	Siero	TOXO G WB	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		9	Western Blot	Metodica Manuale
Anticorpi anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgG Avidity	Siero	TOXO avidità	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		6	Avidity	MINIVIDAS Biomerieux
Anticorpi anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgM	Siero	TOXO IGM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5	CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgM (WB) di conferma	Siero	TOXO M WB	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		9	Western Blot	Metodica Manuale
Anticorpi anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgM 2° test di conferma	Siero	TOXO IGM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		6	ELFA	MINIVIDAS Biomerieux
Anticorpi anti transglutaminasi IgA	Siero	TGA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582	SOLO PER PAZIENTI ESENTI PER CELIACHIA	7	EliA	Immuno-Cap 250
Anticorpi anti transglutaminasi IgG	Siero	TGA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582	SOLO PER PAZIENTI ESENTI PER CELIACHIA	7	EliA	Immuno-Cap 250
Anticorpi anti <i>Treponema</i> IgM	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10	EIA	Manuale
Anticorpi anti <i>Treponema pallidum</i> - (screening)	Siero	Anticorpi anti <i>Treponem</i> <i>a pallidum</i>	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		4	CMIA	Architect Abbott



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Anticorpi anti Trypanosoma cruzi (IGM+IGG)i	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7			
Anticorpi anti Varicella / Zoster IgG	Siero	VZV IGG	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5		CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti Varicella / Zoster IgM	Siero	VZV IGM	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5		CLIA	Liaison DiaSorin
Anticorpi anti-C1 inibitore ( i 161 )	Plasma		Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Radioisotopi tel. 02/55035340	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	20			
Anticorpi antifattore generico	Plasma		Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424	Contattare il laboratorio prima di effettuare il prelievo	7			
Anticorpi emolitici anti-eritrocitari (emolisine) ABO e non ABO	Siero		Rosso (q.tà:1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta	Manuale
Antigene carcinoembrionario	Siero	CEA	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemiluminescenza	Cobas E 601
Antigene Dweak (ex Du)	sangue intero		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Accettazione Centro Trasfusionale tel. 02/55038725		2			
Antigene galattomannano di Aspergillus	Vari*		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	Siero, liquor,broncolavaggio	5			
Antigene urinario Pneumococco	Urina	UPNE	Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		4	6 ore		
Antigene urinario streptococco pneumoniae	Urina	Ag-U Streptococco	Plastica	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386		4	1 h	Immunocromatografia	test rapido
Antigeni solubili su Liquor	Liquor		Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	Sulle 24 ore	3			



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Antitrombina	Plasma	AT	Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi Laboratorio Coagulazione tel. 02 5503 6540		6			
AP50	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Radioisotopi tel. 02/55035340	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	20			
Apolipoproteina A+B	Siero	ApoA+B	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7		Immunoturbidimetrico	Cobas C 702
Apolipoproteina Apo A I	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Metaboliche tel. 02/55035405 - 5383		15		Immunoturbidimetrico	
Apolipoproteina Apo A II	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Metaboliche tel. 02/55035405 - 5383		15		Immunoturbidimetrico	
Apolipoproteina Apo C II	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Metaboliche tel. 02/55035405 - 5383		15		Immunoturbidimetrico	
Apolipoproteina Apo C III	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Metaboliche tel. 02/55035405 - 5383		15		Immunoturbidimetrico	
Apolipoproteina Apo E	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Metaboliche tel. 02/55035405 - 5383		15		Immunoturbidimetrico	
Aptoglobina	Siero	Apto	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7		Immunoturbidimetrico	Cobas C 702
Aripiprazolo	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivo, antipsicotico. Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	spettrometrico	LC-MS/MS
Arsenico totale	Urina	As_U	polietilene da 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		13		ICPMS	ICPMS
ASCA IgA IgG	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		10			





DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Aspirato midollare (esame citomorfologico)	Sangue midollare	B.M.	Viola	Lab.Ematologia	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	Se urgente o routine veloce consegnare direttamente in Lab Ematologia	4	In giornata	Microscopia ottica	
Assorbimento	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta	Manuale
AST (Aspartato aminotransferasi )	Siero	AST / GOT	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	UV standardizzato	Cobas C 702
Atazanavir	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiretrovirali Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV
Atazanavir	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9-18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal prelievo stoccare a +4 °C	Real-time PCR	Lightcycler 480
Attivatore tissutale del plasminogeno	sangue intero	t-PA	Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424	Il prelievo viene eseguito nell'ambulatorio di ematologia di via Pace previo appuntamento tel.02 - 5503 - 5356	30			
Autoagglutinazione a 20°C (caratterizzazione range termico)	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Vetrino	Manuale
Azatioprina	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9-18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal prelievo stoccare a +4 °C	Real-time PCR	Lightcycler 480



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Barbiturici	Urina		provetta urine 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	provetta urine 10 ml	2	1 h	EMIT II PLUS	DIMENSION X PAND
Batterioscopico del Liquor	Liquor		Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	Sulle 24 ore	3			
Batterioscopico Fibrosi Cistica	Secrezioni respiratorie *		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Batteriologia sett. Fibrosi Cistica tel.02 55032574 - 2485	*Asp.Naso Faringeo, BAL,BA,ESP, Tampone nasale, Tampone faringeo; Tampone seno mascellare	1			
Batterioscopico <i>Trichomonas vaginalis</i>	Secrezioni / genito urinarie		Cont.Terr.Trasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		3			
BCL1 t(11;14)	biopsie tessutali versamenti cavitari *	BCL1	Provetta o contenitore senza additivi	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337	*(biopsie tessutali, versamenti cavitari) devono pervenire al laboratorio entro 1 ora dal prelievo	7			PCR o FISH
BCL1 t(11;14)	sangue intero mieloaspir ato	BCL1	tappo verde	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		7			PCR o FISH
BCL2 t(14;18)	biopsie tessutali versamenti cavitari *	BCL2	Provetta o contenitore senza additivi	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337	*(biopsie tessutali, versamenti cavitari) devono pervenire al laboratorio entro 1 ora dal prelievo	7			PCR o FISH
BCL2 t(14;18)	sangue intero mieloaspir ato	BCL2	tappo verde	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		7			PCR o FISH
BCR/ABL p190	sangue intero mieloaspir ato	p190	tappo viola	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		7			PCR
BCR/ABL p210	sangue intero mieloaspir ato	p210	tappo viola	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		7			PCR



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

BCR/ABL p230	sangue intero mieloaspirato	p230	tappo viola	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		7		PCR	
BCR/ABL t(9:22)	sangue intero mieloaspirato	BCR/ABL	tappo viola	Laboratorio Marcora 2° P stanza 3	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		7		FISH	
BCR/ABL t(9:22) quantitativa	sangue intero mieloaspirato	QRT BCRABL	tappo viola	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		15		Q-RT-PCR	
Bence-Jones	Urina	BJ		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	2° urine del mattino	7		Immunofissazione	Hidasys
Benzene	Urina	BENU	Contenitore a tenuta di vapori fornito dal laboratorio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	Sono indispensabili precauzioni per evitare indebiti inquinamenti del campione in fase di prelievo; contattare direttamente il laboratorio per le necessarie informazioni.	15		cromatografico	GC/MS
Benzodiazepine (urina)	Urina		provetta urine 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	provetta urine 10 ml	2		EMIT II PLUS	DIMENSION X PAND
Beta 2 microglobulina	Siero		Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Immunoturbidimetrico	Cobas C 702
Beta 2 microglobulina	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7		Immunoturbidimetrico	Optilite Binfig Site
Beta idrossibutirrato	Siero	s-Beta-OHB	siero	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	10		Gasromatografia-Spettrometria di massa (GC-MS)	4000 GCMS - PERKIN ELMER
Bilirubina frazionata	Siero	DBIL	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Colorimetrico	Cobas C 702



Bilirubina totale	Siero	TBIL	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Colorimetrico	Cobas C 702
Bilirubina totale su liquido di drenaggio	Liquido di drenaggio		Verde	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h	Colorimetrico	Cobas 6000
BKV DNA (plasma)	Plasma Broncoaspirato Liquor	BKV DNA (plasma)	Viola Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
BKV DNA (urine)	Urina	BKV DNA (urine)	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
Buprenorfina	Urina		provetta urine 10 ml o contenitore specifico	Accettazione Unica o Farmacologia	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	provetta urine 10 ml o contenitore specifico	2		EIA	DIMENSION X PAND
Burst ossidativo neutrofili	Sangue intero	BURST	Verde	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		5	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
C1 inibitore (i 150) funzionale	Plasma		Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Radioisotopi tel. 02/55035340	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	20			
C1 inibitore Antigene (i 159)	Plasma		Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Radioisotopi tel. 02/55035340	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	20			
C1q Antigene (i 160)	Plasma		Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Radioisotopi tel. 02/55035340	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	20			
CA 125	Siero	CA125	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemiluminescenza	Cobas E 601



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

CA 15/3	Siero	CA15-3	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemilumine scenza	Cobas E 601
CA19/9	Siero	CA19-9	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemilumine scenza	Cobas E 601
Cadmio	Sangue	Cd-S	sodio-eparinata esente da metalli (tappo blu)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		13		ICPMS	ICPMS
Cadmio	Urina	Cd-U	polietilene da 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		13		ICPMS	ICPMS
Calcio	Siero	Ca	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	NM-BAPTA	Cobas C 702
Calcio ionizzato	Sangue intero	CA++	Siringa eparinata	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386	In ghiaccio, consegna immediata		1 h	potenziometrico	GEM 4000
Calcio urinario	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		NM-BAPTA	Cobas C 702
Calcitonina	Siero	CT	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		5		Chemiluminescenz a	IMMULITE 2000
Calprotectina	Feci	Calp	Contenitore per feci	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582	Si consiglia una dieta possibilmente povera di fibre per i tre giorni precedenti la raccolta del campione	15		Elia	Immunocap 250
Campioni genito urinari	Secrezioni genito urinarie *		Contenitore sterile Tamponi con terreno di trasporto	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	*Liquido seminale / tampone uretrale / VB1 / VB2 / VB3 / tampone cervicale, secreto prostatico	4			



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Cannabiniodi	Urina	THC	provetta urine 10 ml o contenitore specifico	Accettazione Unica o Farmacologia	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2	1 h	EMIT II PLUS	DIMENSION X PAND
Carbamazepina	Siero	CBZ	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Immunoturbidimetrico	Cobas C 501
Carbossiemoglobina	sangue	HBCO	sodio-eparinata esente da metalli (tappo blu)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		13		UV-Vis	UV-Vis
Carbossiemoglobina	Sangue intero	COHb	Siringa eparinata	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386	In ghiaccio, consegna immediata		1 h	spettrofotometrico	GEM 4000
Cariotipo su fibroblasti	Fibroblasti	Analisi cromosomica	Contenitore dedicato*	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica tel. 02/55032826-2322-2325-2388	* Ritirare il contenitore dedicato in laboratorio di Genetica Medica	20			
Cariotipo su liquido amniotico	Liquido amniotico	Analisi cromosomica	Contenitore dedicato Provetta sterile	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica tel. 02/55032826-2322-2325-2388	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	15			
Cariotipo su sangue fetale	Sangue fetale	Analisi cromosomica	Verde	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica tel. 02/55032826-2322-2325-2388	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	7			
Cariotipo su sangue midollare	Sangue midollare	Analisi cromosomica	Verde	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica tel. 02/55032826-2322-2325-2388		10			
Cariotipo su sangue periferico	Sangue periferico	Analisi cromosomica	Verde	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica tel. 02/55032826-2322-2325-2388	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	20			
Cariotipo su tessuto abortivo	Tessuto abortivo	Analisi cromosomica	Contenitore dedicato*	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica tel. 02/55032826-2322-2325-2388	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato *Ritirare il contenitore dedicato in laboratorio di Citogenetica .	15			



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Cariotipo su villi coriali	Villi coriali	Analisi cromosomica	Contenitore dedicato*	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica tel. 02/55032826-2322-2325-2388	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato *Ritirare il contenitore dedicato in laboratorio di Citogenetica .	15			
Catecolamine Urinarie Totali	Raccolta urine delle 24 h (acifcate)			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Radioimmunologia "Fattori di Rischio Cardiovascolare" Tel 02/55034462-3561	Conservare le urine in un luogo fresco e consegnarle tutte al laboratorio. Ritirare in laboratorio HCI 37% e istruzioni (orario 9.00-12.00) Contattare il laboratorio per il ritiro dell'acido Tel 02/55034462 - 02/55033561	10		Fluorimetrico	Fluorimetro
Catene Leggere Libere k e λ	Siero		Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7		Immunoturbidimetrico	OPTILITE Binding Site
Ceruloplasmina	Siero	CER	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7		Immunoturbidimetrico	Cobas C 702
Chinidina	siero		ROSA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	3	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	immunochimico	COBAS-INTEGRA
Chlamydia pneumoniae (Biologia Molecolare - PCR)	Vario*		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	*Espett/Broasp/ANF/BAL	4		Nested PCR	Manuale
Chlamydia trachomatis (Biologia Molecolare - PCR)	Vario* Tamponi vari		Contenitore sterile T.specifico	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Centrale Laboratorio Virologia / Microbiologia tel.02 5503 3457 fax 02 5503 3371	*Urine / LS / Secreto prostatico	7		Real-time PCR	m2000rt



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Ciclosporina	Sangue intero	CsA	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2	1G	ACMIA	DIMENSION X PAND
Cistatina C	siero		Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7		Nefelometrico	Optilite Binding
Citalopram	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivo, antipsicotico. Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	spettrometrico	LC-MS/MS
Citologico Urine (CTM)	Urina:2°ca mpione del mattino per 3 giorni consecutivi : Se consegnati tutti assieme utilizzare contenitori con fissativo da ritirare presso l'anatomia patologica		Contenitori per urina .	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Anatomia Patologica Laboratorio Citologia tel 02/55032966 tel 02/55032418	Compilare un modulo M.20.519 per ogni campione e apporvi l'etichetta di accettazione Vedi M.42.519	5			
Citrati	Urine	u-CIT		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	10		ENZIMATICO- COLORIMETRICO	Spettrofotome tro LAMBDA 25 PERKIN ELMER





DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Clomipramina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivo, antipsicotici. Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	spettrometrico	LC-MS/MS
Clonalità TCR	biopsie tessutali versamenti cavitari *	TCR-PCR	Provetta o contenitore senza additivi	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337	* (biopsie tessutali, versamenti cavitari) devono pervenire al laboratorio entro 1 ora dal prelievo	15		PCR	
Clonalità TCR	sangue intero mieloaspir ato	TCR-PCR	tappo verde	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		15		PCR	
Clopidogrel	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9- 18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal preliev o stocca re a +4°C	Real-time PCR	Lightcycler 480
Cloro	Siero	CL	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Potenziometrico indiretto	COBAS ISE
Cloro urinario	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Potenziometrico indiretto	COBAS ISE
Clostridium difficile Tossina A+B	Feci	CD tox	Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		1			
Clozapina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivo, antipsicotico. Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	spettrometrico	LC-MS/MS



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

CMV DNA	Sangue intero Urine Plasma Broncoaspirato	CMV DNA	Viola Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497			10		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
CMV DNA su Liquor	Liquor	CMV DNA L	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497			10		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
Cobalto	Sangue	Co-S	sodio-eparinata esente da metalli (tappo blu)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633			13		ICPMS	ICPMS
Cobalto	Urina	Co-U	polietilene da 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633			13		ICPMS	ICPMS
Cocaina	Urina		provetta urine 10 ml o contenitore specifico	Accettazione Unica o Farmacologia	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419			2	1 h	EMIT II PLUS	DIMENSION X PAND
Colesterolo HDL	Siero	HDL	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419			1		Enzimatico colorimetrico omogeneo	Cobas C 702
Colesterolo LDL	Siero	LDL	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419			1		Enzimatico colorimetrico omogeneo	Cobas C 702
Colesterolo totale	Siero		Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419			1		Enzimatico colorimetrico	Cobas C 702
Colinesterasi	Siero	CHE	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419			1	1 h	Colorimetrico	Cobas C 702
Colorazione citochimica (ricerca emazie fetali)	Sangue intero	KLEYHAUER	Viola	Lab.Ematologia	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759			2			



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Colorazioni citochimica ( Colorazione depositi ferro)	Sanangue Intero midollo	PERLS	Viola	Lab.Ematologia	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	2			
Colorazioni citochimica ( Fosfatasi Acida)	Sanangue Intero midollo	ACP	Viola	Lab.Ematologia	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	2			
Colorazioni citochimica (Alfa Naftil Acetato Esterasi)	Sanangue Intero midollo	ANAE	Viola	Lab.Ematologia	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	2			
Colorazioni citochimica (Mieloperossidasi)	Sanangue Intero midollo	DAB	Viola	Lab.Ematologia	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	2	In giornata		
Coltura su fibroblasti	Cute o altro	Analisi cromosomica	Contenitore dedicato*	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica tel. 02/55032826-2322-2325-2388	20			Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato *Ritirare il contenitore dedicato in laboratorio di Citogenetica .
Colturale per Brucella	Sangue Midollo		FI Aer/Ana	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	12			
Colturale ricerca batteri Aerobi	Vari*		Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	6			*Secrezioni respiratorie / essudato/ urine / liquidi biologici / Tamponi
Colturale campioni biologici	Essudato		Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	5			*essudato / liquidi biologici
Colturale Cateteri	Cateteri		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	5			
Colturale Espettorato Fibrosi Cistica	Secrezioni respiratorie *		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Batteriologia sett. Fibrosi Cistica tel.02 55032574 - 2485	10			*Asp.Naso Faringeo, BAL,BA,ESP, Tampone nasale, Tampone faringeo; Tampone seno mascellare
Colturale feci: E.coli O:157	Feci	O:157	Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	3			



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Colturale feci: Salm, Shigella, Campylob	Feci	SSC	Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		4			
Colturale feci: Yersinia enterocolitica	Feci, Materiale bioptico	YER	Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		12			
Colturale Liquor	Liquor	LCR	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		4			
Colturale Respiratori	Secrezioni respiratorie *		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	*Asp. Naso faringeo / BAL / BA / ESP / Brush bronchiale	5			
Colturale ricerca Anaerobi	Vari*		Port-A-Cul	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	*Secrezioni respiratori, essudato, urine, liquidi biologici, tamponi	5			
Colturale <i>Strongyloides stercoralis</i>	Feci		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		10			
Colturale Urina	Urina	UR	Provetta Vacutainer	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		4			
Colturale Urina batteri e miceti	Urina	URM	Provetta Vacutainer	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		5			
Colturali vari neonati	Tamponi vari		tamponi con terreno di trasporto	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		5			
Complemento C3	Siero	C3	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Immunturbidime- trico	Cobas C 702



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Complemento C4	Siero	C4	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Immunoturbidime- trico	Cobas C 702
Conservazione campioni di DNA	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		5		Provetta	Manuale
Conta dei Globuli Bianchi su liquido Peritoneale	Liquido peritoneale		Verde	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h		test manuale
Conta eritroblasti	Sangue intero		Viola	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h		
Conta piastrine	Sangue intero		Azzurro	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1h		
Conta piastrine in sodio citrato	Sangue intero		Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	Se urgente o routine veloce consegnare direttamente in Lab Ematologia	1	30min	impedenziometria fluorescenza	XN 9000
Conteggio CD20	Sangue intero	CD20	Viola	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		5	in casi partico lari	Citofluorimetria	FACSCanto II
Controllo biologico Autoclave	Indicatore biologico autoclavi			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		3			
Controllo microbiologico Acqua	Acqua		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		6			
Copeptina	Sangue intero		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		16			



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Cortisolo	Siero		Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemilumine scenza	Cobas E 601
Cortisolo salivare dopo desametasone	Saliva		provetta fornita dal laboratorio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		30			
Cortisolo urinario	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		20			
Cotina	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		15		cromatografico	LC/MS
CPK	Siero	CK	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	UV ottimizzato	Cobas C 702
Creatinina	Siero	CREA	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Cinetico colorimetrico	Cobas C 702
Creatinina clearance	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Peso altezza diuresi / creat.serica	1		Calcolo numerico	Cobas C 702
Creatinina urinaria	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1h	Enzimatico colorimetrico	Cobas C 702
Crioglobuline	Siero	CRIO	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	In acqua calda,mettere in termostato	7		Cinetico colorimetrico	Cobas C 702
Cromo	Eritrociti	Cr-S	Blu	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	SENZA GEL	10		assorbimento atomico	AAS
Cromo	Plasma	Cr-P	Blu	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	SENZA GEL	10		assorbimento atomico	AAS
Cromo	Urina	Cr-U		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		15		assorbimento atomico	AAS



Cromogranina A	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		12		IRMA	Gamma Counter
CTD Screening	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		7		ELIA	
C-telopeptide collagene (CTX)	Siero	CTX	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		3		Elettrochemilumine scenza	Cobas E 601
Curva glicemica	Plasma		Grigio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Consegnare le provette tutte insieme	1		Enzimatico UV	Cobas C 702
CYP2C19	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9- 18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	Real-time PCR	Lightcycler 480
CYP2C9	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9- 18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal preliev o stocca re a +4 °C	Real-time PCR	Lightcycler 480
CYP2D6	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9- 18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal preliev o stocca re a +4 °C	Real-time PCR	Lightcycler 480



CYP3A4/A5	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9- 18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal preliev o stocca re a +4 °C	Real-time PCR	Lightcycler 480
Darunavir	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiretrovirali Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	cromatografico	HPLC-UV
D-dimero	Plasma	DD	Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi Laboratorio Coagulazione tel. 02 5503 6540		2	1 h		
Delezione 11q22.3	Sangue intero	DEL11	tappo verde	Laboratorio Marcora 2° P stanza 3	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		15		FISH	
Delezione 13q14	Sangue intero	DEL13	tappo verde	Laboratorio Marcora 2° P stanza 3	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		15		FISH	
Delezione 17p13.1	Sangue intero	DEL17	tappo verde	Laboratorio Marcora 2° P stanza 3	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		15		FISH	
Desfluorane	Urina	DES	Contenitore a tenuta di vapori fornito dal laboratorio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	Sono indispensabili precauzioni per evitare indebiti inquinamenti del campione in fase di prelievo; contattare direttamente il laboratorio per le necessarie informazioni.	15		cromatografico	GC/MS
Desossipiridinolina Urinaria	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		5		Chemiluminescenz a	IMMULITE 2000
Determinazione ABO + RH	sangue intero		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Accettazione Centro Trasfusionale tel. 02/55038725		2			





DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Determinazione cellule dendritiche	Sangue intero	Dendritiche	Viola	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		5	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Determinazione delle cellule CD34+	Sangue intero, prodotti aferetici	CD34	Viola	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	Cod. tariffario 90.81.5 (x6: dipende dal conteggio indicato sulla richiesta)	5	in casi particolari	Citofluorimetria	FACSCanto II
Determinazione linfociti T gamma/delta	Sangue intero	T g/d	Viola	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		5	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Determinazione T regolatorie	Sangue intero	Treg	Viola	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		5	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
DHEA SOLFATO	Siero	DHEAS	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		5		Elettrochemiluminescenza	Cobas e 601
Digossina	Siero	DIG	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		0	1h	Immunoturbidimetrico	Cobas C 501
Dintoina	Siero	DPH	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		0	1h	Immunoturbidimetrico	Cobas C 501
Dolutegravir	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV
Dopamina	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	Raccogliere il campione delle 24 ore in presenza di acido. L'acido è disponibile presso il laboratorio di Tossicologia.	10		cromatografico	LC/MS



Dosaggio eparina anti-XA	Plasma	Anti-XA	Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi Laboratorio Coagulazione tel. 02 5503 6540	su appuntamento (tel. 52425); campione: consegna immediata in laboratorio dopo prelievo				
Dosaggio Fattore II della coagulazione	Plasma	FII	Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424		5	4 h		
Dosaggio Fattore IX della coagulazione	Plasma	FIX	Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424		5	4 h		
Dosaggio Fattore V della coagulazione	Plasma	FV	Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424		5	4 h		
Dosaggio Fattore VII della coagulazione	Plasma	FVII	Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424		5	4 h		
Dosaggio Fattore VIII della coagulazione	Plasma	FVIII	Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424		5	4 h		
Dosaggio Fattore X della coagulazione	Plasma	FX	Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424		5	4 h		
Dosaggio Fattore XI della coagulazione	Plasma	FXI	Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424		5	4 h		
Dosaggio Fattore XII della coagulazione	Plasma	FXII	Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424		5	4 h		
Dosaggio Fattore XIII della coagulazione	Sangue intero	FXIII	Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424	Il prelievo viene eseguito nell'ambulatorio di ematologia di via Pace previo appuntamento tel.02 - 5503 - 5356	30	1		
Dosaggio Ferro su tessuti biologici	Biopsia tissutale	LIC			Laboratorio Malattie Rare Via Pace 9 tel. 02/55033363		15			Spettrometria ad assorbimento atomico (AAS)
Dosaggio fibrinogeno intrapiastrinico	Sangue Intero	FIB PLT	provetta fornita dal laboratorio	Laboratorio Diagnosi Piastrinopatie	Laboratorio Diagnosi Piastrinopatie tel. 02/55035433	Il prelievo viene eseguito nell'ambulatorio di ematologia di via Pace previo appuntamento tel.02 - 5503 - 5356	20	20 g		



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Dosaggio nucleotidi intrapiastrinici sangue intero ADP PLT	Sangue Intero	ADP PLT	provetta fornita dal laboratorio	Laboratorio Diagnosi Piastrinopatie	Laboratorio Diagnosi Piastrinopatie tel. 02/55035433	Il prelievo viene eseguito nell'ambulatorio di ematologia di via Pace previo appuntamento tel.02 - 5503 - 3556	20	10		
Dosaggio rame su tessuti biologici	Biopsia tissutale				Laboratorio Malattie Rare Via Pace 9 tel. 02/55033363		15		Spettrometrico ad assorbimento atomico (AAS)	
Dosaggio serotonina intrapiastrinica sangue intero	Sangue Intero	5HT PLT	provetta fornita dal laboratorio	Laboratorio Diagnosi Piastrinopatie	Laboratorio Diagnosi Piastrinopatie tel. 02/55035433	Il prelievo viene eseguito nell'ambulatorio di ematologia di via Pace previo appuntamento tel.02 - 5503 - 5356	20	7 g		
Duloxetina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	spettrometrico	LC-MS/MS
DUO-TEST	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		5		TRACE	KRIPTOR
EBV DNA	Sangue intero Plasma Broncoaspirato	EBV DNA	Viola Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
EBV DNA su Liquor	Liquor	EBV DNA L	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
Efavirenz	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiretrovirali Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	spettrometrico	LC-MS/MS



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Efavirenz	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9-18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal prelievo o stoccare a +4 °C	Real-time PCR	Lightcycler 480
Elastasi	Feci	ELA	Apposita	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		25		Immunoenzimatica	Quantalyser 160
Elettroforesi delle Isoforme della Transferrina	Siero	CDT	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		10		Elettroforesi capillare	Capillarys 2
Elettroforesi proteine urine	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		10		Elettroforetico	Hidrasys
Elettroforesi sieroproteine	Siero	QSP	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		4		Elettroforesi capillare	Capillarys
Eluizione	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta	Manuale
Elvitegravir	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	Spettrometrico	LC-MS
Ematocrito su liquidi biologici	Liquido addominale		EDTA	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h	Centrifugazione	Test manuale
Emocoltura	Sangue		FI Aer/Ana/ Ped / Miceti	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		7			



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Emocoltura isolator	Sangue	Isolator	Provetta specifica	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		10			
Emocromo	Sangue intero		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	Se urgente o routine veloce consegnare direttamente in Lab Ematologia	1	30 minuti	impedenziometria fluorescenza	XN 9000
Emocromo con conta eritroblasti	Sangue intero		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	Se urgente o routine veloce consegnare direttamente in Lab Ematologia	1	30 minuti	impedenziometria fluorescenza	XN 9000
Emocromo con formula	Sangue intero	Emocrom o	Viola	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386		1	1 h	impedenziometria fluorescenza	XT/XE ditta Dasit
Emocromo con formula leucocitaria	Sangue intero		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	Se urgente o routine veloce consegnare direttamente in Lab Ematologia	1	2h	impedenziometria fluorescenza	XN 9000
Emocromo e lettura striscio sangue periferico esame microscopico)	Sangue intero	FORMUL A	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759		2	2h	Microscopia ottica	
Emogasanalisi	Sangue intero	EGA	Siringa eparinata	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386	In ghiaccio, consegna immediata		1 h	amperometrico potenziometrico conduttività spettrofotometria	GEM 4000
Emoglobina A2	Sangue intero	HbA2	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	necessario eseguire anche emocromo	5	1	HPLC	Biorad
Emoglobina Adulta	Sangue intero	HbA	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	necessario eseguire anche emocromo	5	1	HPLC	Biorad
Emoglobina Fetale	Sangue intero	HbF	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	necessario eseguire anche emocromo	5	1	HPLC	Biorad
Emoglobina glicosilata	Siero	HbA1C	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7		Separazione cromatografica	HPLC
Emoglobina libera plasmatica	Sangue intero	HB FREE	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. FISIOPATOLOGIA ANEMIE - Mangiagalli PT h.9.00-14.30 tel. 02- 55033470-3471		2		Spettrofotometrico	



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Emoglobine anomale / varianti	Sangue intero	HB Anomala	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	necessario eseguire anche emocromo	10	1	HPLC	Biorad
Emolisina bifasica	Sangue intero e siero		Viola (q.tà: 1) + Rosso (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta	Manuale
ENTEROVIRUS RNA	Plasma Siero Altro	ENTERO RNA	Viola Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
ENTEROVIRUS RNA su Liquor	Liquor	ENTERO RNA L	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
Eritropoietina	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		5		Chemiluminescenza	IMMULITE 2000
Esafluoroisopropanolo	Urina	HFIP		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		15		cromatografico	GC/ECD
Esame chimico fisico e microscopico su liquido Addominale	Liquido cavitario		Verde	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h		test manuale/Cobas
Esame chimico fisico e microscopico su liquido Ascitico	Liquido cavitario		Verde	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h		test manuale/Cobas
Esame chimico fisico e microscopico su liquido Pleurico	Liquido cavitario		Verde	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h		test manuale/Cobas



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Esame colturale miceti	Vario*		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	*Secrezioni respiratorie, altro	7			
Esame colturale Micobatteri	Vario*	BK	Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Ospedale Niguarda Laboratorio Microbiologia	*Espettorato/Urine/Altro	60			
Esame microscopico	Vari*		Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	*Secrezioni respiratorie / altro	1			
Esame microscopico <i>Criptococcus spp</i>	Liquor		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	6 ore				
Esame microscopico sangue periferico per morfologia globuli rossi	Sangue INTERO	MORF	VIOLA	Ambulatorio ematologia - Accett. Unica	Lab. FISIOPATOLOGIA ANEMIE - Mangiagalli PT h.9.00-14.30 tel. 02- 55033470-3471		3		microscopia ottica	
<i>Esame microscopico Urogenitale</i>	Sec vaginale / uretrale		TampTerrTrasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		1			
Esame PARASSITOLOGICO MACROSCOPICO	Vario		Contenitore specifico	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		10			
Esame PARASSITOLOGICO MICROSCOPICO	Vario		Contenitore specifico	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		10			
Esame urine completo	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	3 H	Fotometrico + Citofluorimetrico	URISCAN
Escitalopram	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivo, antipsicotico per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	spettrometrico	LC-MS/MS



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Estradiolo	Siero	E2	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemilumine scenza	Cobas E 601
Estrazione di DNA - analisi di mutazione (polim.a catena - elettroforesi - purificazione e sequenziamento)	Sangue intero	Analisi molecolar e	Azzurro	laboratorio V.Willebrand	Laboratorio Von Willebrand tel. 02 55035407-5356	Il prelievo va eseguito nell'ambulatorio Diagnosi malattie Von Willebrand di Via Pace previo appuntamento	30			
Estrazione di DNA	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		10		Provetta	Giacube
Estrazione DNA	Ceppo batterico		Ceppo Batt	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		7			
Etilbenzene	Urina		Contenitore a tenuta di vapori fornito dal laboratorio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	Sono indispensabili precauzioni per evitare indebiti inquinamenti del campione in fase di prelievo; contattare direttamente il laboratorio per le necessarie informazioni.	7		cromatografico	GC/MS
Etosuccimide	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiepilettico. Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	cromatografico	HPLC-UV
Etravirina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiretrovirali Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	cromatografico	HPLC-UV
Everolimus	sangue intero periferico	EVRL	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7	2 giorni		





DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Fattore H Antigene (i 163 )	Siero		Rosso	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Radioisotopi tel. 02/55035340	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	20			
Fattore reumatoide	Siero	RF	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Immunturbidimetrico	Cobas C 702
Fattore Von Willebrand ( Adesione al collagene) nel plasma	Sangue Intero	VWF:CB	Viola	laboratorio V.Willebrand	Laboratorio Von Willebrand tel. 02 55035407-5356	Il prelievo va eseguito nell'ambulatorio Diagnosi malattie Von Willebrand di Via Pace previo appuntamento	20			
Fattore Von Willebrand (Antigene) nel plasma	Sangue Intero	VWF:Ag	Azzurro	laboratorio V.Willebrand	Laboratorio Von Willebrand tel. 02 55035407-5356		1			
Fattore Von Willebrand (Cofattore ristocetico) nel plasma	Sangue Intero	VWF:RCo	Azzurro	laboratorio V.Willebrand	Laboratorio Von Willebrand tel. 02 55035407-5356		1	2 g		
Fattore Von Willebrand (Legame al F VIII:B) nel plasma	sangue intero	VWF:FVIII :B	Azzurro e viola	laboratorio V.Willebrand	Laboratorio Von Willebrand tel. 02 55035407-5356	Il prelievo va eseguito nell'ambulatorio Diagnosi malattie Von Willebrand di Via Pace previo appuntamento	20			
Fattore Von Willebrand (Propeptide)	Sangue Intero	VWF:Fpp	Azzurro	laboratorio V.Willebrand	Laboratorio Von Willebrand tel. 02 55035407-5356	Il prelievo va eseguito nell'ambulatorio Diagnosi malattie Von Willebrand di Via Pace previo appuntamento	20	2		
Fattore Von Willebrand intrapiastrinico (Antigene)	Sangue Intero	VWF:Ag Intrapiastrinico	provetta fornita dal laboratorio	laboratorio V.Willebrand	Laboratorio Von Willebrand tel. 02 55035407-5356	Il prelievo va eseguito nell'ambulatorio Diagnosi malattie Von Willebrand di Via Pace previo appuntamento	20			
Fattore Von Willebrand intrapiastrinico (Cofattore ristocetico)	Sangue Intero	VWF:Rco intrapiastrinico	provetta fornita dal laboratorio	laboratorio V.Willebrand	Laboratorio Von Willebrand tel. 02 55035407-5356	Il prelievo va eseguito nell'ambulatorio Diagnosi malattie Von Willebrand di Via Pace previo appuntamento	20			
Felbamato	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiepilettico. Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Fenobarbitale	Siero	PHB	Bianca	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Immunoturbidime- trico	Cobas C 501
Fenolo	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		15		cromatografico	HPLC-UV
Fenotipo	sangue intero		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Accettazione Centro Trasfusionale tel. 02/55038725		2			
Fenotipo Rh	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		5		Celletta/Provetta/Microc olonna/Fase solida	Manuale/NeoGail eo/Vision
Ferritina	Siero		Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Elettrochemilumine- scenza	Cobas C 702
Ferro	Siero	Sideremia	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Colorimetrico con FerroZine	Cobas C 702
Ferro (Sideruria dopo desferal)	Urina	Fe-U		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		10		assorbimento atomico	AAS
Fibrinogeno	Plasma	FIB	Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi Laboratorio Coagulazione tel. 02 5503 6540		2	1 h		
Flufenazina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivi, antipsicotici. Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	spettrometrico	LC-MS/MS
Fluoropirimidine	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9-18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal preliev o stocca re a +4 °C	Real-time PCR	Lightcycler 480



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Fluoxetina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivo, antipsicotico. Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	spettrometrico	LC-MS/MS
Folati	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Conservare al buio	2		Elettrochemilumine scenza	Cobas E 601
Folato Eritrocitario	Sangue intero + Siero		Viola + Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Conservare al buio	15		Elettrochemilumine scenza	Cobas E 601
Fosfatasi alcalina	Siero	ALP	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Colorimetrico	Cobas C 702
Fosfatasi Alcalina Leucocitaria	Sangue Intero midollo	LAP	Viola	Lab.Ematologia	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759	Portare in lab.ematologia entro 30' dal prelievo	8		Citochimica	
Fosforo	Siero	P	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Punto finale con bianco campione	Cobas C 702
Fosforo urinario	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Punto finale con bianco campione	Cobas C 702
Fruttosio	Urine	u-FRU		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	7		ENZIMATICO- COLORIMETRICO	Spettrofotome tro LAMBDA 25 PERKIN ELMER
Full ANA DOT (per la ricerca contemporanea di Ab anti SM, RNP, SSA, SSB, Jo 1, SCL 70, PM-SCL, Ku, CENP, PCNA, ribosomi)	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582	SOLVENZA	7		Immuno-Blotting	AP blot



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Galattosio	Urine	u-GAL		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	7		ENZIMATICO- COLORIMETRICO	Spettrofotome tro LAMBDA 25 PERKIN ELMER
Gamma GT	Siero	GGT	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Enzimatico colorimetrico	Cobas C 702
Gastrina	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	La provetta va consegnata in ghiaccio	7		CLIA	
Genotipo ADIPONUTRINA	Sangue intero periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Rare Via Pace 9 tel. 02/55033363	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10			
Genotipo ALA SINTETASI 2	Sangue intero periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Rare Via Pace 9 tel. 02/55033363	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		Sequenziamento	
Genotipo Alfa 1 Antitripsina	Sangue intero periferico	AAT	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Rare Via Pace 9 tel. 02/55033363	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		PCR ed analisi restrizione	
Genotipo apolipoproteina E	Sangue periferico	APOE	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		Sequenziamento	Sequenziator e
Genotipo HPV	Brushing cervicale / Urine/Altro	HPV DNA	Contenitore dedicato Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15		LIPA	Thermal cyler 2400 (Applied Biosystem) + Autolipa Siemens
Genotipo INTERLEUCHINA 28B	Sangue intero periferico	IL28B	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Rare Via Pace 9 tel. 02/55033363	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10			
Genotipo SCL11A2	Sangue intero periferico	DMT1	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Rare Via Pace 9 tel. 02/55033363	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		Sequenziamento	



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Genotipo Tmprss6	Sangue intero periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Rare Pace 9 tel. 02/55033363	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		Sequenziamento	
Glicemia pre-post prandiale	Plasma		Grigio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Enzimatico UV	Cobas C 702
Glucagone	Plasma		La provetta va richiesta in laboratorio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Fisiopatologia Digestiva tel. 02/55033329 - 3395	Avvertire il laboratorio prima di effettuare il prelievo tel.53329+53395	35		RIA	gammacounter
Glucosio	Siero	GLU	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Enzimatico UV	Cobas C 702
Glucosio urinario	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Enzimatico UV	Cobas C 702
Glucosio-6-Fosfato-Deidrogenasi	Sangue intero	G6PD	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Rare Pace 9 tel. 02/55033363		7		Enzimatico UV	
Gonadotropina corionica	Siero	BHCG	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Urgenza diurna in fascie orarie (i campioni devono pervenire entro le 12,30)	1	1h	Elettrochemiluminescenza	Cobas E 601
Gravidanza (Test di)	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Cromatografia su strato sottile	Manuale
Gruppo sanguigno ABO e Rh	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		5		Celletta/Provetta/Microcolonna/Fase solida	Manuale/NeoGalileo/Vision
Haloperidolo	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivo, antipsicotico. Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	spettrometrico	LC-MS/MS
HbeAg	Siero	HBeAg	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		2		CMIA	Architect Abbott



HBsAg Qualitativo per screening	Siero	HBsAg	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		2	CMIA	Architect Abbott
HBsAg Quantitativo per pz cronici	Siero	HBsAg	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		5	ECLIA	COBAS ROCHE
HBV DNA quantitativo Real Time	Plasma	HBV DNA Real Time	Viola lunga	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10	PCR Real Time	m2000sp + m2000rt Abbott
HCV genotipo	Siero	HCV gen	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15	LIPA	m2000sp Abbott + Thermal cycler 2400 (Applied Biosystem)+ Autolipa (Siemens)
HCV RNA quantitativo	Siero	HCV RNA Q	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10	PCR Real Time	m2000sp + m2000rt Abbott
Helicobacter pylori - ricerca diretta Ag	Feci	HP feci	Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		3		
HHV6 DNA	Plasma BAL/Altro	HHV6 DNA	Viola Provetta sterile Contenitore BAL	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10	PCR Real Time	EasyMag (Biomereux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
HHV6 DNA su Liquor	Liquor	HHV6 DNA L	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10	PCR Real Time	EasyMag (Biomereux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
HHV8 DNA	Plasma Siero	HHV8 DNA	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10	PCR Real Time	EasyMag (Biomereux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)



HIV DNA	Sangue intero	HIV DNA	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
HIV RNA quantitativo	Plasma Liquor	HIV RNA	Viola Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR Real Time	m2000sp + m2000rt Abbott
HIV1/2 Antigene/Anticorpi	Siero	AntiHIV1/ HIV2	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		2		CMIA	Architect Abbott
HPV DNA (screening)	Brushing cervicale Urine Altro	HPV DNA	Contenitore dedicato Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15		PCR	Metodica Manuale
HSV1 DNA	Plasma Broncoaspi rato Altro	HSV1 DNA	Viola Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
HSV1 DNA su Liquor	Liquor	HSV1 DNA L	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
HSV2 DNA	Plasma Broncoaspi rato Altro	HSV2 DNA	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
HSV2 DNA su Liquor	Liquor	HSV2 DNA L	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Ibridazione genomica comparativa	Sangue Perif, Sangue Fetale Liq. Amniotico* Villi Coriali* Fibroblasti* Altri tessuti*	a-CGH	Viola (se sangue) Contenitore dedicato*	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica tel. 02/55032826-2322-2325-2388	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato *Ritirare il contenitore dedicato in laboratorio di Citogenetica .	40	7	Microarray	DNA Microarray Scanner (Agilent Technologies)
Ibridazione in situ	Sangue Periferico Sangue Fetale Liq. Amniotico Villi Coriali Fibroblasti	FISH	Verde	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica	Laboratorio Genetica Medica Settore Citogenetica tel. 02/55032826-2322-2325-2388		20 - 12	4		
Ibuprofene	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV
Identificazione anticorpi antieritrocitari	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Microcolonna/Fase solida	Vision/Iris
Identificazione anticorpi anti-eritrocitari con additivi	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta	Manuale
Identificazione anticorpi anti-eritrocitari con pannello ficinizzato	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta	Manuale
Identificazione anticorpi anti-eritrocitari con pannello ficinizzato	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta	Manuale





DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Identificazione anticorpi anti-eritrocitari con siero trattato (neutralizzazione, inibizione, siero trattato con DTT, ecc)	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta	Manuale
Identificazione anticorpi antiplastrine nel siero (test indiretto)	Siero		Rosso (q.tà:1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Elisa/Luminex	Manuale/Automat co
Identificazione anticorpi antiplastrine nel siero (test indiretto)	Siero		Rosso (q.tà:1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Fase solida	Iris/NeoGalileo
Identificazione anticorpi eparina-dipendenti nel siero	Siero		Rosso (q.tà:1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Elisa	Manuale
Identificazione Miceti				Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	*Asp, Naso Faringeo, BAL, BA, ESP, Brush brochiale.	.15			
Idrossipirene	Urina	PIREN		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		15		cromatografico	HPLC-Fluorim
IgA reflex screening malattia celiaca	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582	In caso di sospetto celiachia	7		ELIA	
IgA salivari/albumina	Saliva		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582	Consegnare campione entro 1 ora	10		immunodiffusione radiale	manuale
IgD	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		10		Nefelometria	SPA Plus
IgE specifiche	Siero	RAST	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Vedi modulo qualità cod.M.018.500 Richiesta esami allergologici	5		Immunoenzimatico	UniCap 250
IgE totali	Siero	PRIST	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		5		Immunoenzimatico	UniCap 250



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Immunocomplessi Circolanti	Siero	CIC	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia sette Autoimmunità tel. 02/5503-2582		15		Immunoenzimatica	Quantalyser
Immunofenotipizzazione (Tipizzazione delle sottopopolazioni linfocitarie)	Sangue, BAL, liquor	IF	Viola; BAL e liquor in contenitori senza additivi	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	Cod. tariffario 90.81.5 (x6)	5	in casi particolari	Citofluorimetria	FACSCanto II
Immunofenotipo per discrasie plasmacellulari	Biopsie tessutali, versamenti cavitari *	MM	Tessuti in fisiologica; liquidi in contenitori senza additivi	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	* (biopsie tessutali, versamenti cavitari) devono pervenire al laboratorio entro 1 ora dal prelievo	3	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Immunofenotipo per discrasie plasmacellulari	Sangue intero, mieloaspirato	MM	Verde	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		3	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Immunofenotipo per leucosi acute	Biopsie tessutali, versamenti cavitari *	LA	Tessuti in fisiologica; liquidi in contenitori senza additivi	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	* (biopsie tessutali, versamenti cavitari) devono pervenire al laboratorio entro 1 ora dal prelievo	3	SI	Citofluorimetria	FACSCanto II
Immunofenotipo per leucosi acute	Sangue intero, mieloaspirato	LA	Verde	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		3	SI	Citofluorimetria	FACSCanto II
Immunofenotipo per linfocitosi relative	Biopsie tessutali, versamenti cavitari *	LR	Tessuti in fisiologica; liquidi in contenitori senza additivi	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	* (biopsie tessutali, versamenti cavitari) devono pervenire al laboratorio entro 1 ora dal prelievo	3	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Immunofenotipo per linfocitosi relative	Sangue intero, mieloaspirato	LR	Verde	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		3	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Immunofenotipo per malattia minima residua	Biopsie tessutali, versamenti cavitari *	MR	Tessuti in fisiologica; liquidi in contenitori senza additivi	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	* (biopsie tessutali, versamenti cavitari) devono pervenire al laboratorio entro 1 ora dal prelievo	3	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Immunofenotipo per malattia minima residua	Sangue intero, mieloaspirato	MR	Verde	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		3	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Immunofenotipo per sindromi linfoproliferative	Biopsie tessutali, versamenti cavitari *	LL	Tessuti in fisiologica; liquidi in contenitori senza additivi	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	*(biopsie tessutali, versamenti cavitari) devono pervenire al laboratorio entro 1 ora dal prelievo	3	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Immunofenotipo per sindromi linfoproliferative	Sangue intero, mieloaspirato	LL	Verde	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		3	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Immunofenotipo per sindromi mieloproliferative / mielodisplastiche	Mieloaspirato	SMP/SMD	Verde	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		3	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Immunofissazione	Siero		Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7		Immunofissazione su agarosio	Hidrasys
Immunoglobuline	Siero	IGA IGG IGM	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Immunoturbidimetrico	Cobas C 702
Indicatore biologico autoclavi EZ teast		EZ Test	Fialetta specifica	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		2			
Indinavir	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiretrovirali per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	spettrometrico	LC-MS/MS
INFLUENZA A RNA	Broncoaspirato BAL	INFL A RNA	Provetta sterile/ Contenitore BAL	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR	EasyMag (Biomerieux) + Thermal cycler2400 (Applied Biosystem)+ met. Manuale



INFLUENZA A RNA su Liquor	Liquor	INFL A RNA L	Provetta sterile Contenitore BAL	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR	EasyMag (Biomerieux) + Thermal cycler2400 (Applied Biosystem)+ met. Manuale
INFLUENZA B RNA	Broncoaspi rato BAL	INFL B RNA	Provetta sterile Contenitore BAL	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR	EasyMag (Biomerieux) + Thermal cycler2400 (Applied Biosystem)+ met. Manuale
INFLUENZA B RNA su Liquor	Liquor	INFL B RNA L	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR	EasyMag (Biomerieux) + Thermal cycler2400 (Applied Biosystem)+ met. Manuale
Inibitore attivatore plasminogeno	sangue intero	PAI 1	Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424	Il prelievo viene eseguito nell'ambulatorio di ematologia di via Pace previo appuntamento tel.02 - 5503 - 5356	30			
Inibitori anti fattori coagulazione	Plasma	Ab anti Fatt	Azzurro	Laboratorio Emocoagulazione Via Pace	Laboratorio Emocoagulazione tel. 02 - 55035424		7	1 g		
Inibitori dell'aromatasi	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9- 18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal preliev o stocca re a +4 °C	Real-time PCR	Lightcycler 480



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Insulina	Siero		Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemilumine scenza	Cobas E 601
Inversione CR16-CBF beta-SMMHC	sangue intero mieloaspirato	inv16	viola	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 5503327-3337		7		PCR o FISH	
Iodio	Urina	I		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	TEMPORANEAMENTE SOSPESO	10		colorimetrico	UV-Vis
Irinotecano	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9-18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal preliev o stocca re a +4°C	Real-time PCR	Rotorgene 6000
Isoenzimi fosfatasi alcalina	Siero	ISOALP	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		10		Elettroforetico	Hidrasys
Isofluorano	Urina		Contenitore a tenuta di vapori fornito dal laboratorio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	Sono indispensabili precauzioni per evitare indebiti inquinamenti del campione in fase di prelievo; contattare direttamente il laboratorio per le necessarie informazioni.	15		cromatografico	GC/MS
JAK 2	sangue intero mieloaspirato	JAK 2	tappo viola	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 5503327-3337	PCR		15	PCR	
JCV DNA (Liquor)	Liquor	JCV DNA (Liquor)	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)



JCV DNA (Plasma)	Plasma Broncoaspi- rato	JCV DNA (Plasma)	Viola Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
JCV DNA (Urine)	Urina	JCV DNA (Urine)	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
Lamotrigina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiepilettico: Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif- ugare entro 4 ore dal preliev- o	cromatografico	HPLC-UV
Latticodeidrogenasi	Siero	LDH	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	UV standardizzato	Cobas C 702
Latticodeidrogenasi su liquidi biologici	Liquido ascitico Liquido pleurico	LDH	Verde	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h	Enzimatico UV	Cobas 6000
<i>Legionella pneumophila</i> - coltura	Secrezioni respiatorie *		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		8			
<i>Legionella pneumophila</i> - ricerca diretta Ag	Urina	ULEG	Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		6 ore			
<i>Legionella pneumophila</i> (Biologia Molecolare-PCR)	Vario*		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		7		Nested PCR	Manuale



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

LEUCOCOUNT	RBC-PLT	LEUCO	Collarino-Sacche	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	Cod. tariffario 90.81.5 (x2)	5	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Levetiracetam	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiepilettico. per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV
Levofloxacina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antibiotico, antimicrobico Per concentrazione di picco: prelievo da eseguire 2 ore dopo la somministrazione della dose mattutina	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV
Linezolid	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antimicrobico,antifungino,an tiretrovirale Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV
Lipasi pancreatica	Siero	LIP	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Enzimatico colorimetrico	Cobas C 702
Lipoproteina a	Siero	Lp(a)	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Immunoturbidimetrico	Cobas C 702
Liquidi cavitari	Liquidi Cavitari			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h		
Liquidi vari/esame citomorfologico)	L.Vari		Sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759		2	2h	Microscopia ottica	
Liquido Amniotico ( esame citomorfologico)	L.Amniotico		Sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759		2	2h	Microscopia ottica	



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Liquido cefalo rachidiano ( esame citomorfologico)	Liquor	LIQUOR	Sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759		2	2h	Microscopia ottica	
Liquido cefalo-rachidiano	Liquor	CSF / LCR	plastica senza additivi	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h		test manuale/Cob as
Liquido di drenaggio ( esame citomorfologico)	L.Drenaggio		Sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759		2	2h	Microscopia ottica	
Liquido Peritoneale (esame citomorfologico)	L.Peritoneale		Sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759		2	2h	Microscopia ottica	
Liquido Pleurico ( esame citomorfologico)	L.Pleurico		Sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759		2	2h	Microscopia ottica	
Liquido sinoviale	Liquido sinoviale		Verde	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h		test manuale/Cob as
Listeria DNA	Sangue intero Liquor Liquido amniotico		Viola Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15		PCR	EasyMag (Biomérieux) + Thermal cycler2400 (Applied Biosystem)+ met. Manuale
Litio	Siero	Li	Bianco	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h	colorimetrico	Cobas 6000 ditta Roche
Lopinavir	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiretrovirali Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	spettrometrico	LC-MS/MS





DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Macroprolattina	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	20			
Magnesio	Siero	Mg	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Colorimetrico a punto finale	Cobas C 702
Magnesio	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Colorimetrico a punto finale	Cobas C 702
Manganese	Sangue intero	Mn-S	Blu	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	SENZA GEL	15		assorbimento atomico	AAS
Manganese	Urina	Mn-U		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		15		assorbimento atomico	AAS
Maraviroc	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiretrovirali Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	spettrometrico	LC-MS/MS
Maturazione linfociti T/B	Sangue intero	M.linf T/B	Viola	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		5	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Mercurio	Urina	Hg-U		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	20 ml oppure 2 PROVETTE	10		assorbimento atomico	AAS
Metadone	Urina		provetta urine 10 ml o contenitore specifico	Accettazione Unica o Farmacologia	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		EMIT II PLUS	DIMENSION X PAND
Metaemoglobina	Sangue intero	MetHb	Siringa eparinata	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386	In ghiaccio, consegna immediata		1 h	spettrofotometrico	GEM 4000



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Metanefrine urinarie	Urina	MNEF		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		10		HPLC/Flu	HPLC/Flu
Metiletilchetone	Urina	MEK		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		15		cromatografico	HPLC-UV
Metilisobutilchetone	Urina	MIBK		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		15		cromatografico	HPLC-UV
Metossiamfetamine	Urina	Ecstasy	provetta urine 10 ml o contenitore specifico	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		EMIT II PLUS	DIMENSION X PAND
Metotrexate	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	La provetta va protetta dalla luce	2		EMIT II PLUS	DIMENSION X PAND
Micobatteri (es. batterioscopico URGENTE)	Vario*	BK	Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	*Espettorato/Urine/Altro		6 ore		
Micobatteri (es. batterioscopico)	Vario*	BK	Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Ospedale Niguarda Laboratorio Microbiologia	*Espettorato/Urine/Altro	5			
Micoplasmi Urogenitali - ricerca	Secr cervicale Secr.uretra le		TampTerrTrasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		3			
Microalbumina	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Immunoturbidime- trico	Cobas C 702
Microalbumina IN CAMPIONE ESTEMPORANEO- Rapporto albuminuria/creatininuria	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Immunoturbidime- trico	Cobas C 702
MMSET-FGFR3	sangue intero mieloaspir ato	MMSET	tappo verde	Laboratorio Marcora 2°P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		15		PCR o FISH	



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Mofetil - acido micofenolico	Plasma	MPA	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		EMIT II PLUS	DIMENSION X PAND
Mucopolisaccaridi (Glicosaminoglicani-GAG)	Urine campione estemporaneo	u-MPS		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	10		COLORIMETRICO	Spettrofotometro LAMBDA 25 PERKIN ELMER
Multiplex Virus Respiratori	Asp.Naso Faring. Broncoaspirato BAL	Multiplex Virus Respiratori	Provetta sterile Contenitore BAL	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		4		PCR	EasyMag (Biomerieux) + Thermal cycler2400 (Applied Biosystem)+ met. Manuale
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (Biologia Molecolare-PCR)	Vario*		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		7		Nested PCR	Manuale
NEFA	Siero	s-NEFA	siero	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	10		ENZIMATICO- COLORIMETRICO	Spettrofotometro LAMBDA 25 PERKIN ELMER
Nevirapina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiretrovirale per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV
Nevirapina	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9-18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal prelievo stoccare a +4 °C	Real-time PCR	Lightcycler 480
Nichel	Urina	Ni-U		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		10		assorbimento atomico	AAS



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Noradrenalina	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	Raccogliere il campione delle 24 ore in presenza di acido cloridrico. L'acido è disponibile presso il laboratorio di Tossicologia.	10		cromatografico	LC/MS
o-Cresolo	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		15		cromatografico	GC/MS
Olanzapina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressiva, antipsicotica Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	spettrometrico	LC-MS/MS
Omocisteina	Plasma	HCY	Tappo Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	tappo viola in GHIACCIO	2		Immunoturbidimetr ico	IMX
Oppiacei	Urina		provetta urine 10 ml o contenitore specifico	Accettazione Unica o Farmacologia	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		EMIT II PLUS	DIMENSION X PAND
Ormone Adenocorticotropo	Plasma	ACTH	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	In ghiaccio	5		Chemiluminescenz a	IMMULITE 2000
Ormone Anti-Mulleriano	Siero	AMH	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		15		Chemiluminescenz a	Cobas E 602
Ormone follicolostimolante	Siero	FSH	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemilumine scenza	Cobas E 601
Ormone luteinizzante	Siero	LH	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemilumine scenza	Cobas E 601
Ormone Somatotropo	Siero	HGH	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		5		Chemiluminescenz a	IMMULITE 2000



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Osmolalità	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7		punto di congelamento	FISKE
Osmolalità	Urina		provetta urine 10 ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7		punto di congelamento	FISKE
Ossalati	Urine 24 ore pre- acidificata	u-OXAL		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASST FBF SACCO, MILANO P.O. Vittore Buzzi	Compilare modulo M.052.500 intranet qualità	10		ENZIMATICO- COLORIMETRICO	LAMBDA 25 PERKIN ELMER
Osteocalcina	Siero		Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemilumine- scenza	Cobas E 601
Oxcarbazepina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiepilettico Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	cromatografico	HPLC-UV
Paracetamolo	siero		ROSA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antimicrobici,antifungini,antir etrovirali Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	3	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	immunochimico	COBAS- INTEGRA
Paratormone	Siero	PTH	Rosso	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		3		CLIA	LIAISON DIASORIN
Paroxetina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivo, antipsicotico. Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	spettrometrico	LC-MS/MS



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

PARVOVIRUS DNA	Plasma	PARVO DNA	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15	PCR	EasyMag (Biomerieux) + Thermal cycler2400 (Applied Biosystem)+ met. Manuale
PARVOVIRUS DNA su Liquor	Liquor	PARVO DNA L	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15	PCR	EasyMag (Biomerieux) + Thermal cycler2400 (Applied Biosystem)+ met. Manuale
PBG DEAMINASI ERITROCITARIA	Sangue intero periferico	PBGD	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Rare Via Pace 9 tel. 02/55033363		7	enzimatico + deteazione fluorimetrica	
Peptide C	Siero		Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2	Elettrochemiluminescenza	Cobas E 601
Peptide Intestinale Vasoattivo	Plasma	VIP	La provetta va richiesta in laboratorio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Fisiopatologia Digestiva tel. 02/55033329 - 3395	Avvertire il laboratorio prima di effettuare il prelievo tel.53329+53395	35	RIA	gammacounter
Piombo	Sangue intero	Pb-S	Blu	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		10	assorbimento atomico	AAS
Piombo	Urina	Pb-U		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		10	assorbimento atomico	AAS
Piruvato chinasi	Sangue intero	PK	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. FISIOPATOLOGIA ANEMIE - Mangiagalli PT h.9.00-14.30 tel. 02-55033470-3471		7	Spettrofotometrico	
Plasmodium Malariae ( esame microscopico)	Sangue intero		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		1		
PML/RAR alfa	sangue intero mieloaspirato	PMLRARa	Viola	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		7	PCR o FISH	



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Polipeptide Pancreatico	Plasma	PP	La provetta va richiesta in laboratorio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Fisiopatologia Digestiva tel. 02/55033329 - 3395	Avvertire il laboratorio prima di effettuare il prelievo tel.53329+53395	35		RIA	gammacounter
Porfirine fecali totali	Feci			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		10		cromatografico	HPLC-Fluorim
Porfirine Pattern	Feci			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		10		cromatografico	HPLC-Fluorim
Porfirine Pattern	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		10		cromatografico	HPLC-Fluorim
Porfirine urinarie totali	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		10		cromatografico	HPLC-Fluorim
Porfobilinogeno	Urina	PBG		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		10		cromatografico colorimetrico	UV-Vis
Posaconazolo	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV
Potassio	Siero	K	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Potenziometrico indiretto	COBAS ISE
Potassio urinario	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Potenziometrico indiretto	COBAS ISE
Prealbumina	Siero		Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7		Immunoturbidimetrico	Cobas C 702



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Primidone	siero		ROSA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiepilettico Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	3	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	immunochimico	COBAS- INTEGRA
Pro BNP II	Plasma	Pro BNP II	Bianco	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h	immunologico	Cobas 6000
Procalcitonina	Siero	PCT	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		5			Cobas C 702
Profilo citoplasmatico BLOT	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582	SOLVENZA	7		Immuno-Blotting	AP blot
Profilo sclerodermia (per la ricerca contemporanea di Ab anti Jo1, PL 7, PL 12, SRP 54, Mi 2, Ku, PM/SCL, SCL70.)	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582	SOLVENZA	7		Immuno-Blotting	AP blot
Progesterone	Siero	PG	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemiluminescenza	Cobas E 601
Prolattina	Siero	PRL	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemiluminescenza	Cobas E 601
Proteina 14.3.3	Liquor		Polipropilene cod 5386	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858		20		Western Blot	
Proteina beta amiloide 1-42	Liquor		Polipropilene cod 5386	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858		30		ELISA	Biorad iMARK microplate reader
Proteina C	Plasma	PC	Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi Laboratorio Coagulazione tel. 02 5503 6540		6			





DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Proteina C reattiva	Siero	PCR	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Immunoturbidimetrico potenziato a particelle	Cobas C 702
Proteina Cationica degli Eosinofili	Siero	ECP	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		5		Immunoenzimatico	UniCap 250
Proteina progranulina	plasma		viola	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858		60		sequenziamento	gene analyzer 3130
Proteina S	Plasma	PS	Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi Laboratorio Coagulazione tel. 02 5503 6540		6			
Proteina Tau Fosforilata	Liquor		Polipropilene cod 5386	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858		30		ELISA	Biorad iMARK microplate reader
Proteina Tau Totale	Liquor		Polipropilene cod 5386	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858		30		ELISA	Biorad iMARK microplate reader
Proteine totali	Siero	PT	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Colorimetrico	Cobas C 702
Proteine urinarie	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1h	Turbidimetrico	Cobas C 702
Proto Porfirine eritrocitarie	Sangue			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		10			
Protossido d'Azoto	Urina	N2O	Contenitore a tenuta di vapori fornito dal laboratorio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	Sono indispensabili precauzioni per evitare indebiti inquinamenti del campione in fase di prelievo; contattare direttamente il laboratorio per le necessarie informazioni.	15		cromatografico	GC/MS



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Prova di compatibilità piastrinica (CROSS-MATCH piastrinico)	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Fase solida	Iris
Prova di compatibilità eritrocitaria (CROSS-MATCH eritrocitario)	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Microcolonna	Manuale
PSA	Siero	PSA	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemiluminescenza	Cobas E 601
PSA-free	Siero	fPSA	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Elettrochemiluminescenza	Cobas E 601
Quantiferon-TB	Sangue intero	QFT-TB	Provette dedicate da ritirare nel lab di Virologia	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55036143-3457-3497	Il campione deve pervenire al laboratorio <u>dal lunedì al venerdì</u> il più presto possibile	5		Clia	Liaison XL
Quetiapina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivi, antipsicotici Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	spettrometrico	LC-MS/MS
R.P.R.	Siero	R.P.R.	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7		Flocculazione	Metodica Manuale
Raltegravir	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiretrovirale per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	spettrometrico	LC-MS/MS
Rame	Siero, Plasma	Cu-P	Blu	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	SENZA GEL	7		assorbimento atomico	AAS
Rame	Urina	Cu-U		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		7		assorbimento atomico	AAS



Reazione di Waaler Rose	Siero	Waaler Rose	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		2		Agglutinazione	Manuale
Renina	Plasma		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Eseguire i prelievi dopo 1 ora di clinostatismo e 1 ora di ortostatismo. Le provette NON devono essere messe in ghiaccio. Consegnare entro 2 ore dal prelievo.	15		CLIA	LIAISON
Resistenza alla Proteina C attiva	Plasma	RAPC	Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi Laboratorio Coagulazione tel. 02 5503 6540	Consegnato entro 3 h dal prelievo	6			
Respiratori tampone	Tamponi respiratori		TampTerrTrasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		4			
Reticolociti	Sangue intero		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759		2	30min	impedenziometria fluorescenza	XN 9000
Riarrangiamento 3q27(bcl6)	biopsie tessutali versamenti cavitari *	BCL6	Provetta o contenitore senza additivi	Laboratorio Marcora 2° P stanza 3	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337	*(biopsie tessutali, versamenti cavitari) devono pervenire al laboratorio entro 1 ora dal prelievo	15		FISH	
Riarrangiamento 3q27(bcl6)	sangue intero mieloaspir ato	BCL6	verde	Laboratorio Marcora 2° P stanza 3	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		15		FISH	
Riarrangiamento 8q24 (c-myc)	biopsie tessutali versamenti cavitari *	MYC	Provetta o contenitore senza additivi	Laboratorio Marcora 2° P stanza 3	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337	*(biopsie tessutali, versamenti cavitari) devono pervenire al laboratorio entro 1 ora dal prelievo	15		FISH	
Riarrangiamento 8q24 (c-myc)	sangue intero mieloaspir ato	MYC	verde	Laboratorio Marcora 2° P stanza 3	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		15		FISH	



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Ribavirina	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV
Ribavirina	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9-18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal prelievo o stoccare a +4 °C	Real-time PCR	Lightcycler 480
Ricerca delezioni/duplicazioni nel cluster alfa globinico	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico		Viola Fisiologica sterile	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		MLPA	Sequenziatore
Ricerca delezioni/duplicazioni nel cluster beta globinico	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico		Viola Fisiologica sterile	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		MLPA	Sequenziatore
Ricerca Enterococcus vancomicina resistente	T. prianeale	VRE	Tamp.Terr Trasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		3			
Ricerca aneuploidie cromosomi 13,18,21,X,Y	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico	QF	Viola Fisiologica sterile	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	3		QF-PCR	Sequenziatore
Ricerca anticorpi adesi alle piastrine (test diretto)	Sangue intero	ANTP	Viola (q.tà:1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Fase solida	Iris/NeoGalileo



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Ricerca bande oligoclonali	liquor	I.E.F.liquor	provetta sterile	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858		20		isoelettrofocalizzazione	
Ricerca bande oligoclonali	siero	I.E.F.siero	rossa	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858		20		isoelettrofocalizzazione	
Ricerca <i>Cryptosporidium spp</i> / <i>Giardia spp</i> (feci)	Feci		Contenitore specifico	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		2			
Ricerca delezione Connexina 30 analisi break point	Sangue periferico Tampone buccale	DCX30	Viola Contenitore dedicato	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		GAP-PCR	Termociclatore - Acquisitore d'immagini
Ricerca delezioni e duplicazioni nel gene della Distrofina	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico	DMD	Viola Fisiologica sterile	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		QMPCR-MLPA	Termociclatore - Acquisitore d'immagini - Sequenziatore
Ricerca delezioni/duplicazioni sindrome di Gitelman	Sangue periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		MLPA	Sequenziatore
Ricerca di anticorpi anti neutrofili: Test diretto (IgG e IgM)	Sangue intero	D-GIFT	Viola	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	Cod. tariffario 90.51.2 (x1) Previo appuntamento inviare con i prelievi il modulo IO.1245.500.CF.All.1 debitamente compilato	14	in casi particolari	Citofluorimetria	FACSCanto II
Ricerca di anticorpi anti neutrofili: Test indiretto	Siero	I-GIFT	Rossa	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	Cod. tariffario 90.51.2 (x1)	15	in casi particolari	Citofluorimetria	FACSCanto II
Ricerca di delezioni/duplicazioni nei principali geni implicati nella Malattia di Parkinson (SNCA1, PINK, DJ1, LRRK2, PRKN).	Sangue periferico Saliva	PRKN	Viola Contenit. Oragene	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		MLPA	Sequenziatore



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Ricerca di mutazioni nella malattia di Parkinson pannello NGS	Sangue periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		NGS	MiSeq
Ricerca di mutazioni nella Sindrome Emolitica Uremica pannello NGS	Sangue periferico	SEUa	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		NGS	MiSeq
Ricerca di trisomie dei cromosomi 13,18 e 21 , delezioni e aneuploidie dei cromosomi X e Y da sangue materno	Sangue periferico	NIPT	n°2 provette con stabilizzante (Natera)	Laboratorio Genetica Molecolare	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	12			
Ricerca Dientamoeba fragilis e altri protozoi	Feci		Contenitore specifico	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		5			
Ricerca Enterobatteri ESBL	T.rettale	ESBL	Tamp.Terr Trasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		3			
Ricerca Enterobius vermicularis (Ossiuri)	Esfoliato perianale	Scotch Test	3 o+Vetrini	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		3			
Ricerca Klebsiella KPC	T. rettale	KPC	Tamp.Terr Trasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		3			
Ricerca <i>Leishmania spp.</i>	Midollo , biopsia cutanea		Tappo viola 3ml	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	puntato sternale	20			
Ricerca lupus anticoagulant	Plasma	LA	Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi Laboratorio Coagulazione tel. 02 5503 6540		6	2 h		
Ricerca mediante PCR (M.tuberculosis complex)	Vario*	PCR BK	Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	*Espettorato, urine, altro	7			
Ricerca mutazione V617F gene JAK2	Sangue INTERO	JAK2 GRAN	VIOLA 7 ml	Ambulatorio ematologia - Accett. Unica	Lab. FISIOPATOLOGIA ANEMIE - Mangiagalli PT h.9.00-14.30 tel. 02-55033470-3471	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		PCR/SEQ ABI310	



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Ricerca mutazione A1555G nel DNA mitocondriale	Sangue periferico Tampone buccale	mtDNA	Viola Contenitore dedicato	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazione esone 12 gene JAK2	Sangue INTERO	JAK2 ES12	VIOLA 7 ml	Ambulatorio ematologia - Accett. Unica	Lab. FISIOPATOLOGIA ANEMIE - Mangiagalli PT h.9.00-14.30 tel. 02-55033470-3471	effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		SEQ ABI310	
Ricerca mutazione fattore II. Mutazione protrombina	Sangue periferico	FII	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		Real time PCR	Gene Xpert
Ricerca mutazione Fattore V Leiden	Sangue Intero	FV Leiden	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		Real time PCR	Gene Xpert
Ricerca mutazione TREM2	sangue intero/saliva	TREM2	viola	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		sequenziamento	gene analyzer 3130
Ricerca mutazioni per (Sindrome di Ehlers Danlos)	Sangue periferico	EDS	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		NGS	MiSeq
Ricerca mutazioni per beta talassemia	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico	TH	Viola	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	21	10	Kit commerciale Sequenza	INNOLIPA - Sequenziatore
Ricerca mutazioni per Sindrome di Bartter antenatale tipo II	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico	BSII	Viola Fisiologica sterile	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65	10	Sequenziamento	Sequenziatore



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Ricerca mutazioni per Sindrome di Bartter classica tipo III	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico	BSIII	Viola Fisiologica sterile	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65	10	Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni Rene Policistico autosomico dominante in familiari. Test mirato	Sangue periferico	ADPKD1	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni Rene Policistico, gene PKD1	Sangue periferico	ADPKD1	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni Rene Policistico, gene PKD1 e PKD2	Sangue periferico	ADPKD1	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		NGS	MiSeq
Ricerca mutazioni Connexina 26, in familiari. Test mirato	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico	CX26	Viola Fisiologica sterile	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni del gene Gamma globinico	Sangue periferico	TH	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	21	10	Kit commerciale Sequenza	INNOLIPA - Sequenziatore
Ricerca mutazioni del gene Delta globinico	Sangue periferico	TH	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	21	10	Kit commerciale Sequenza	INNOLIPA - Sequenziatore
Ricerca mutazioni EMOCROMATOSI NON HFE CORRELATA (Ferroportina)	Sangue intero periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Rare Via Pace 9 tel. 02/55033363	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	30		Sequenziamento	
Ricerca mutazioni nei geni coinvolti nelle sindromi Gitelman /Bartter I, II, III	Sangue periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		NGS	MiSeq





DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Ricerca mutazioni nei geni coinvolti nelle sindromi Gitelman /Bartter I, II, III	Sangue periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni nel gene APP	sangue intero/saliva	APP	viola	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		sequenziamento	gene analyzer 3130
Ricerca mutazioni nel gene C3 (aSEU)	Sangue periferico	C3	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni nel gene C9ORF72	sangue intero/saliva	C9ORF72	viola	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		analisi di frammenti	gene analyzer 3130
Ricerca mutazioni nel gene CFB (aSEU)	Sangue periferico	CFB	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni nel gene CFH (aSEU)	Sangue periferico	CFH	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni nel gene CFH R5 (aSEU)	Sangue periferico Brushing buccale		Viola tampone	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni nel gene CFI (aSEU)	Sangue periferico	CFI	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni nel gene CHMP2B	sangue intero/saliva	CHMP2B	viola	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		sequenziamento	gene analyzer 3130
Ricerca mutazioni nel gene DGKE(aSEU)	Sangue periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		Sequenziamento	Sequenziatore



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Ricerca mutazioni nel gene FUS	sangue intero/saliva	FUS	viola	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		sequenziamento	gene analyzer 3130
Ricerca mutazioni nel gene GRN	sangue intero/saliva	GRN	viola	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		sequenziamento	gene analyzer 3130
Ricerca mutazioni nel gene MAPT	sangue intero/saliva	MAPT	viola	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		sequenziamento	gene analyzer 3130
Ricerca mutazioni nel gene MCP (aSEU)	Sangue periferico	MCP	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni nel gene PARK2	Sangue periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni nel gene PARK8	Sangue periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni nel gene PRNP	sangue intero/saliva	PRNP	viola	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		sequenziamento	gene analyzer 3130
Ricerca mutazioni nel gene PSEN1	sangue intero/saliva	PSEN1	viola	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		sequenziamento	gene analyzer 3130
Ricerca mutazioni nel gene PSEN2	sangue intero/saliva	PSEN2	viola	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		sequenziamento	gene analyzer 3130
Ricerca mutazioni nel gene SERPINA 1	Sangue periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	21		Sequenziamento	Sequenziatore



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Ricerca mutazioni nel gene TARDBP	sangue intero/saliva	TARDBP	viola	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		sequenziamento	gene analyzer 3130
Ricerca mutazioni nel gene THBD (aSEU)	Sangue periferico	THBD	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni nel gene VCP	sangue intero/saliva	VCP	viola	Consegnare al laboratorio di esecuzione	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		sequenziamento	gene analyzer 3130
Ricerca mutazioni per Colestasi intraepatica familiare tipo 3	Sangue periferico	ABCB4	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni per fibrosi cisticain familiari. Test mirato	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico	FC	Viola Fisiologica sterile	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		Kit commerciale Sequenza	Sequenziatore
Ricerca mutazioni per Sindrome di Bartter antenatale tipo I	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico	BSI	Viola Fisiologica sterile	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65	10	Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni per sindrome di Gitelman	Sangue periferico	GS	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		Sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca mutazioni Rene Policistico, gene PKD2	Sangue periferico	ADPKD2	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		sequenziamento	Sequenziatore
Ricerca <i>N. gonorrhoeae</i>	Secreto cervicale / uretrale	Gonococco	TampTerrTrasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		4			



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Ricerca <i>parassita malarico</i>	sangue intero		Strisci + provetta Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	contattare Lab		6 ore		
Ricerca parassiti e loro uova (1° / 2° / 3° campione)	Feci	Paras	Contenitore specifico	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		10			
Ricerca <i>Pneumocystis jirovecii</i> (BluO-toluidida)	BAL / esp		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		2			
Ricerca <i>Pneumocystis jirovecii</i> (IF)	BAL / esp		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		2			
Ricerca Salmonella e Miceti	T.rettale		Tamp.Terr Trasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		4			
Ricerca <i>Staphilococcus aureus</i> MRSA	T. nasale	MRSA	Tamp.Terr Trasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		3			
Ricerca varianti ABO in biologia molecolare	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		10		PCR-SSP	Luminex/Fluovista /BeadChip
Ricerca varianti RhD (partial D e weak D) in biologia molecolare	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		10		Microarray/PCR-SSP	Luminex/Fluovista /BeadChip
Ricerca varianti talassemia	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico	TH	Viola Fisiologica sterile	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	21	10	Kit commerciale Sequenza	INNOLIPA - Sequenziatore
Ricerca Verotossina <i>E. coli</i>	feci	EHEC	Contenitore specifico	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		1			



Ricerca Vibrio Cholerae	Feci		Contenitore sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		5			
Rifampicina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antimicrobico, antimicotico. Per concentrazione di picco: prelievo da eseguire 2 ore dopo la somministrazione della dose mattutina	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	cromatografico	HPLC-UV
Rilpivirina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	per conce ntrazio ne basale preliev o 5 minuti prima della sommi nistratz ione succe ssiva	cromatografico	HPLC-UV
Risoluzione discrepanze ABO in biologia molecolare	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		10		PCR-SSP	Luminex/Fluovista /BeadChip
Risoluzione discrepanze ABO in sierologia	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Microcolonna/Provetta	Manuale
Risoluzione discrepanze Rh in biologia molecolare	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		10		Microarray/PCR-SSP	Luminex/Fluovista /BeadChip
Risoluzione discrepanze Rh in sierologia	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Microcolonna/Provetta	Manuale



Risperidone	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivo, antipsicotico Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	spettrometrico	LC-MS/MS
risperidone 9OH (Paliperidone)	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivo, antipsicotico Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	spettrometrico	LC-MS/MS
Ritonavir	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiretrovirale per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	spettrometrico	LC-MS/MS
RSV DNA	Broncoaspi rato	RSV DNA	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR	EasyMag (Biomerieux) + Thermal cyclcr2400 (Applied Biosystem)+ met. Manuale
RSV DNA su Liquor	Liquor	RSV DNA L	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR	EasyMag (Biomerieux) + Thermal cyclcr2400 (Applied Biosystem)+ met. Manuale



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Rufinamide	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiepilettico. Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV
Sangue occulto feci	Feci	Test di Mayer	Provetta dedicata	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Immunoturbidimetrico	Cobas 702
Saquinavir	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiretrovirali. per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV
Schistosoma haematobium (urine) 24ore	Urina		Urine 24h	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645	alternativa tre campioni	4			
Screening completo IgA su pazienti (deficit IgA + anti-IgA)	Sangue intero + Siero		Viola (q.tà: 1) + Rossa (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		5		Microcolonna	Manuale
Screening tossicologico	Urina	Drog	Plastica	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h	immunodosaggio a fluorescenza	TRIAGE METER PRO ditta BIOSITE
Secreto vaginale coltura	Tampone vaginale / vulvare		TampTerrTrasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		4			
Sedimento urinario di 2° livello	Urina		Barattolo non sterile con coperchio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Croff 1° piano tel. 02 55034527		1		Microscopia in contrasto di fase più luce polarizzata per campioni selezionati	Microscopio con contrasto di fase e luce polarizzata



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Separazione cellule per microchimerismo e per altre indagini molecolari	Sangue intero e mieloaspirato	SepM	Verde	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	Cod. tariffario 90.81.5 (x5)	5	in casi particolari	Citofluorimetria	FACSCanto II
Sequenziamento nuova generazione (NGS)	Sangue intero		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45			MiSeq
Sequenziamento nuova generazione (NGS) per DEMENZA	Sangue intero		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio UOSD malattie neurodegenerative e demielinizzanti tel 0255033858	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	65		sequenziamento NGS	ILLUMINA MiSeq
Serotonina Urinaria + 5-idrossitriptofano	urina 24 ore	5-HT+5HTP		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Fisiopatologia Digestiva tel. 02/55033329 - 3395	Indicare la diuresi delle 24 ore (leggere istruzioni I.O.801.500.All.32)+ creatinuria 24 ore	12			
Sertralina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivi, antipsicotici Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	spettrometrico	LC-MS/MS
SHBG	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	5		Chemiluminescenza	IMMULITE 2000
Simvastatina	sangue intero		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	prima di richiedere l'esame contattare la Dott. Antoniazzi Stefania (lun-ven, ore 9-18, interno 56225, cellulare 3495518925)	10	dopo 4 ore dal prelievo o stoccare a +4°C	Real-time PCR	Lightcycler 480
Sirolimus	sangue intero	SRL	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		7	2 giorni	ACMIA	DIMENSION X PAND





DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Sodio	Siero	Na	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Potenziometrico indiretto	COBAS ISE
Sodio urinario	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	Potenziometrico indiretto	COBAS ISE
Somatomedina C	Siero	IGF1	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		5		Chemiluminescenz a	IMMULITE 2000
Somatostatina	Plasma	SS	La provetta va richiesta in laboratorio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Fisiopatologia Digestiva tel. 02/55033329 - 3395	Avvertire il laboratorio prima di effettuare il prelievo	35		RIA	gammacount er
Sorveglianza infezioni neonati	Tamponi vari		tamponi con terreno di trasporto	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		5			
Sottoclassi IgG1	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		10		Nefelometria	SPA plus
Sottoclassi IgG1	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		10		Immuno- Diffusione	Manuale
Sottoclassi IgG2	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		10		Nefelometria	SPA plus
Sottoclassi IgG2	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		10		Immuno- Diffusione	Manuale
Sottoclassi IgG3	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		10	2	Nefelometria	SPA plus
Sottoclassi IgG3	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		10	2	Immuno- Diffusione	Manuale



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Sottoclassi IgG4	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		10		Nefelometria	SPA plus
Sottoclassi IgG4	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia settore Autoimmunità tel. 02/5503-2582		10		Immuno- Diffusione	Manuale
Stato mutazionale delle Ig	Sangue intero	VHIg	tappo verde	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 5503327-3337		7		PCR + sequenziamento	
Steatocrito	feci		Contenitore per feci	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Previa dieta raccogliere 3 campioni di feci (3gg consecutivi) con la data di raccolta.Per dieta contattare 02 55032518 - 2756	15			
<i>Streptococco</i> gr. B-Tampone vaginale / rettale	Sec. Vaginale rettale		TampTerrTrasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		4			
Striscio sangue periferico ( esame microscopico)	Sangue intero	FORMUL A	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759		2	2 h		
Sulfametossazolo	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antibiotico, antimicrobico per concentrazione di picco prelievo da eseguire 2 ore dopo la somministrazione della dose mattutina	7	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	cromatografico	HPLC-UV
Tacrolimus	Sangue intero	FK 506	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		ACMIA	DIMENSION X PAND
Tampone cute sorveglianza immunodepressi	Tampone		TampTerrTrasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		4			
Tampone faringeo per beta emolitico	Tampone faringeo		Tampone	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		4			



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Tampone materiale vario	Vario		TampTerrTrasp	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		4			
Teicoplanina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antimicrobico, antifungino, antiretrovirale Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	cromatografico	HPLC-UV
Tempo di protrombina	Plasma	PT	Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi Laboratorio Coagulazione tel. 02 5503 6540		1	1 h		
Tempo di tromboplastina parziale attiva	Plasma	APTT	Azzurro	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi Laboratorio Coagulazione tel. 02 5503 6540		1	1 h		
Tenofovir	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antimicrobico, antifungino, antiretrovirale Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	7	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	spettrometrico	LC-MS/MS
Teofillina	Siero	Theo	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		EMIT II PLUS	DIMENSION X PAND
Test al glicerolo (test di fragilità osmotica)	Sangue intero	OSMORE D	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. FISIOPATOLOGIA ANEMIE - Mangiagalli PT h.9.00-14.30 tel. 02- 55033470-3471		2		Citofluorimetria	
Test del sudore	Sudore	FC(TS)			I piano Regina Elena	Previo appuntamento telefono	3		Determinazione Cloro	Elettrostimola tore - Clorurimetro
Test di attività emolitica del complemento	Siero	CH50	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Radioisotopi tel. 02/55035340	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	20			
Test di Coombs diretto	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Microcolonna	Manuale/Vision
Test di Coombs diretto (vari metodi e fasi) per casi di MEA DAT negativo	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta/Microcolonna/F ase solida	Manuale



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Test di Coombs diretto con antisieri monospecifici	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta/Microcolonna	Manuale
Test di Coombs indiretto (con strumento automatico)	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7			Vision
Test di Coombs indiretto (test in fisiologica, in provetta, in microcolonna)	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta/Microcolonna	Manuale
Test di Coombs indiretto con mezzo potenziante	Sangue intero	RAP	Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		5		Provetta	Manuale
Test di gravidanza	Urina	Gravindex	plastica	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386			1 h	immunologico	test manuale
Test di Kleihauer (ricerca emazie fetali)	sangue intero	Kleihau	Viola	Lab Ematologia	Laboratorio Ematologia tel. 02/55032424 fax 02 5503 2759		1	2h	Colorazione citochimica	
Test di stimolazione linfocitaria con mitogeni	sangue intero		verde (4 provette)	Pad Bertarelli Sez radioisotopi tel 53569 h 9.00 - 10.30 da lunedì a martedì	Laborat. Immunoallergologia Pad Bertarelli Sez Radioisotopi Tel 0255033569	I prelievi verranno fatti previo contatto telefonico 02 55033569	10			
Test genetico per deficit do G6PDH (favismo)	Sangue intero periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Rare Pace 9 tel. 02/55033363	Via Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		Sequenziamento	Sequenziatore
Test Genetico per Emocromatosi	Sangue intero periferico	HFE	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Rare Pace 9 tel. 02/55033363	Via Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato. Consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	10			
Test Genetico per la sindrome di Gilbert	Sangue intero periferico	UGT1A	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Rare Pace 9 tel. 02/55033363	Via Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato. Consegnare le provette dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	10			



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Test genetico per PORFIRIA	Sangue intero periferico		Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Malattie Rare Pace 9 tel. 02/55033363	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		Sequenziamento	
Testosterone	Siero	TESTO	Bianco	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemiluminescenza	Cobas E 601
Testosterone libero	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Le provette vanno consegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 12.00	20			
Thiotepa	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antibiotico antimicrobico per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	spettrometrico	LC-MS/MS
Tipizzazione antigene eritrocitario "T"	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048	interni	7		Provetta	Manuale
Tipizzazione antigene piastrinico HPA-1a in sierologia	Sangue intero	AgPLT HPA1a	Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048	presente in concerto ma non in questo elenco	7		Fase solida	Iris
Tipizzazione antigeni dei neutrofilii	Sangue intero	HNA	Viola	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		7	in casi particolari	Citofluorimetria	FACSCanto II
Tipizzazione delle crioglobuline	Sangue intero		Rosso	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	2 provette tappo rosso conservate a 37° (settore elettroforesi tel 52382)	15		Immunofissazione	
Tipizzazione DNA per distrofie muscolari Duchenne/Becker (3 marcatori)	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico	DMD	Viola Fisiologica sterile	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		Segregazione	Sequenziatore



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Tipizzazione DNA per alfa talassemia	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico	TH	Viola	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	21	10	Kit commerciale Sequenza	INNOLIPA - Sequenziatore
Tipizzazione DNA per Connexina 26	Sangue periferico Tampone buccale	CX26	Viola tampone	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		Sequenziamento	Sequenziatore
Tipizzazione DNA per distrofie muscolari Duchenne/Becker (6 marcatori)	Sangue periferico Villi coriali Liquido amniotico	DMD	Viola Fisiologica sterile	Laboratorio Genetica Molecolare in caso di materiale fetale / Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		Segregazione	Sequenziatore
Tipizzazione DNA per fibrosi cistica 1° livello	Sangue periferico	FC	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		NGS	MiSeq
Tipizzazione DNA per fibrosi cistica 2° livello	Sangue periferico	FC	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	45		NGS	MiSeq
Tipizzazione DNA per microdelezioni cromosoma Y	Sangue periferico	AZF	Viola	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Lab. Genetica Medica set. Genetica Molecolare tel. 02/55032432-2433 fax 02 5503 2277	Effettuato solo se accompagnato da richiesta del medico specialista e consenso informato	10		Kit commerciale	Sequenziatore
Tipizzazione eritrocitaria estesa con microarray	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoeematologia tel. 02/55034047 - 4048		10		Microarray	Luminex/Fluovista /BeadChip
Tipizzazione eritrocitaria estesa in sierologia	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoeematologia tel. 02/55034047 - 4048		10		Provetta/microcolonna/ Fase solida	Manuale/NeoGalileo/ Vision
Tipizzazione genomica HLA - A	sangue intero	HLA-A	Viola O Azzurra	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunologia dei Trapianti tel. 02/55034239-2786	Consegnare 3 provette dal martedì al giovedì entro le ore 10,00, utilizzare per la richiesta il modulo I.O.801.500.A.AII.19	25		RDB Bead Array	



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Tipizzazione genomica HLA - B	sangue intero	HLA-B	Viola O Azzurra	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunologia dei Trapianti tel. 02/55034239-2786	Consegnare 3 provette dal martedì al giovedì entro le ore 10,00, utilizzare per la richiesta il modulo I.O.801.500.A.All.19	25		RDB Bead Array	
Tipizzazione genomica HLA - C	sangue intero	HLA-C	Viola O Azzurra	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunologia dei Trapianti tel. 02/55034239-2786	Consegnare 3 provette dal martedì al giovedì entro le ore 10,00, utilizzare per la richiesta il modulo I.O.801.500.A.All.19	25		RDB Bead Array	
Tipizzazione genomica HLA - DPA1	sangue intero	HLA-A	Viola O Azzurra	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunologia dei Trapianti tel. 02/55034239-2786	Consegnare 3 provette dal martedì al giovedì entro le ore 10,00, utilizzare per la richiesta il modulo I.O.801.500.A.All.19	25		RDB Bead Array	
Tipizzazione genomica HLA - DPB1	sangue intero	HLA-A	Viola O Azzurra	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunologia dei Trapianti tel. 02/55034239-2786	Consegnare 3 provette dal martedì al giovedì entro le ore 10,00, utilizzare per la richiesta il modulo I.O.801.500.A.All.19	25		RDB Bead Array	
Tipizzazione genomica HLA - DQA1	sangue intero	HLA - DQA1	Viola O Azzurra	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunologia dei Trapianti tel. 02/55034239-2786	Consegnare 3 provette dal martedì al giovedì entro le ore 10,00, utilizzare per la richiesta il modulo I.O.801.500.A.All.19	25		RDB Bead Array	
Tipizzazione genomica HLA - DQB1	sangue intero	HLA - DQB1	Viola O Azzurra	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunologia dei Trapianti tel. 02/55034239-2786	Consegnare 3 provette dal martedì al giovedì entro le ore 10,00, utilizzare per la richiesta il modulo I.O.801.500.A.All.19	25		RDB Bead Array	
Tipizzazione genomica HLA - DRB1	sangue intero	HLA - DRB1	Viola O Azzurra	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunologia dei Trapianti tel. 02/55034239-2786	Consegnare 3 provette dal martedì al giovedì entro le ore 10,00, utilizzare per la richiesta il modulo I.O.801.500.A.All.19	25		RDB Bead Array	
Tipizzazione genomica HLA classe I	sangue intero		Viola O Azzurra	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunologia dei Trapianti tel. 02/55034239-2786	Consegnare 3 provette dal martedì al giovedì entro le ore 10,00, utilizzare per la richiesta il modulo I.O.801.500.A.All.19	25		RDB Bead Array	



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Tipizzazione genomica HLA classe II	sangue intero		Viola O Azzurra	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunologia dei Trapianti tel. 02/55034239-2786	Consegnare 3 provette dal martedì al giovedì entro le ore 10,00, utilizzare per la richiesta il modulo I.O.801.500.A.All.19	25		RDB Bead Array	
Tipizzazione genomica HLA-DR- DQ((HLA celiachia- DQ2/DQ8)	sangue intero	HLA-DR- DQ	Viola O Azzurra	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunologia dei Trapianti tel. 02/55034239-2786	Consegnare 3 provette dal martedì al giovedì entro le ore 10,00, utilizzare per la richiesta il modulo I.O.801.500.A.All.19	25		RDB Bead Array	
Tipizzazione genomica RhD da amniociti/villi coriali	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		15		Real-Time	Manuale
Tipizzazione genomica zigosità RhD	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		10		PCR-SSP	Kit commerciale/PCR- SSP
Tipizzazione in biologia molecolare con PCR-SSP per singolo kit (ABO/KKD/MNS/antigeni rari/fenotipo Rh/RhD/antigeni piastrinici)	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		10		PCR-SSP	Kit commerciale/PCR- SSP
Tipizzazione piastrinica estesa con microarray	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		10		Microarray	Luminex/Fluovista /BeadChip
Tipizzazione piastrinica estesa con PCR- SSP	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		10		PCR-SSP	Kit commerciale/PCR- SSP
Tipizzazione sierologica per antigeni eritrocitari comuni	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta/Microcolonna/ Fase solida	Manuale/Vision/ NeoGalileo
Tipizzazione sierologica per antigeni eritrocitari rari	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta/Microcolonna/ Fase solida	Manuale/NeoGalileo
Tireoglobulina	Siero	TG	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		4		Elettrochemilumine scenza	Cobas E 601
Tiroxina libera	Siero	Ft4	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemilumine scenza	Cobas E 601
Titolazione anticorpi eritrocitari	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta/Microcolonna/ Fase solida	Manuale/Vision/ Iris





Toluene	Urina	TOL-U	Contenitore a tenuta di vapori fornito dal laboratorio	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	Sono indispensabili precauzioni per evitare indebiti inquinamenti del campione in fase di prelievo; contattare direttamente il laboratorio per le necessarie informazioni.	15		cromatografico	GC/MS
Topiramato	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiepilettico Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	spettrometrico	LC-MS/MS
TOXOPLASMA DNA	Plasma Altro	TOXO DNA	Viola Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
TOXOPLASMA DNA su Liquor	Liquor	TOXO DNA L	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
TPPA 1:80	Siero	TPPA	Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		7		Agglutinazione passiva	Metodica Manuale
Transferrina	Siero	TRF	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Immunoturbidimetrico	Cobas C 702
Traslocazione MLL1/11q23	sangue intero mieloaspirato	MLL1	verde	Laboratorio Marcora 2° P stanza 9-11	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		15		FISH	
Trattamento emazie (per trattamento)	Sangue intero		Viola (q.tà: 2)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		7		Provetta	Manuale



TREPONEMA DNA	Liquor	TREPO	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		15		PCR Real Time	EasyMag (Biomérieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
Trigliceridi	Siero	Try	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1		Enzimatico colorimetrico	Cobas C 702
Triiodotironina libera	Siero	Ft3	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemiluminescenza	Cobas E 601
Trimetoprim	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antibiotico antimicrobico .Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva; per concentrazione di picco: prelievo da eseguire 2 ore dopo la somministrazione della dose mattutina	7	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV
Triptasi	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		5		Immunoenzimatico	UniCap 250
Trisomia 12	Sangue intero	TRI12	tappo verde	Laboratorio Marcora 2° P stanza 3	Laboratorio Diagnostica Oncoematologica Tel. 02 55033327-3337		15		FISH	
Troponina T	Plasma	TnT	Verde	Laboratorio Urgenza	UOC Laboratorio Analisi UOS Lab. Biochimica Sett. Laboratorio Urgenza tel.02 5503 3407-3408 Fax 02 5503 8386		1	1 h	immunologico	Cobas 6000
TSH	Siero	TSH	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Solo con diagnosi di patologia tiroidea	2		Elettrochemiluminescenza	Cobas E 601



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

TSH Reflex	Siero	TSH-R	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Elettrochemilumine scenza	Cobas E 601
Urea	Siero	BUN	Giallo	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1 h	UV cinetico	Cobas C 702
Urea urinaria	Urina			Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		1	1h	UV cinetico	Cobas C 702
Valutazione Antigeni PNH Eritrocitari	Sangue intero	AgPNH RBC	Viola	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	Cod. tariffario 90.57.2 (x2)	4	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Valutazione Antigeni PNH Granulocitari	Sangue intero	AgPNH WBC	Viola	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	Cod. tariffario 90.81.5 H (x6)	3	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Valutazione dell'attivazione linfocitaria (DR)	Sangue intero	DrLINF	Viola	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		5	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Valutazione dell'immunocompetenza monocitaria (DR)	Sangue intero	DrMO	Viola	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		5	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Valutazione ZAP-70	Biopsie tessutali, versamenti cavitari *	ZAP	Tessuti in fisiologica; liquidi in contenitori senza additivi	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto	* (biopsie tessutali, versamenti cavitari) devono pervenire al laboratorio entro 1 ora dal prelievo	3	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Valutazione ZAP-70	Sangue intero	ZAP	Verde	Servizio di Citofluorimetria	Servizio di Citofluorimetria Tel. 02/55034255-4252-6311 fax: 02/55034183 Pad. Invernizzi piano quinto		3	NO	Citofluorimetria	FACSCanto II
Vancomicina	Siero	VANCO	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		EMIT II PLUS	DIMENSION X PAND
Variante Du	Sangue intero		Viola (q.tà: 1)	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio di Immunoematologia tel. 02/55034047 - 4048		5		Provetta/Microcolonna/F ase solida	Manuale/NeoGall eo/Vision



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

Velocità di eritrosedimentazione	Sangue intero	VES	Provetta dedicata	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419		2		Westergreen	Ves-matic60
Venlafaxina	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivo,antipsicotico Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	spettrometrico	LC-MS/MS
Virus gastroenterici (DNA/RNA)	feci		tampone floccato	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		2			
Virus Respiratorio Sinciziale Ag Rapido	Asp.Naso Faring. Broncoaspirato BAL	RSV Rapido	Provetta sterile Contenitore BAL	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		1		IC	Metodica Manuale
Vitamina A	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Conservare al buio	20			
Vitamina B12	Siero	B12	Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Conservare al buio	2		Elettrochemiluminescenza	Cobas E 601
Vitamina E	Siero		Rossa	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Biochimica tel. 02/55032447 fax. 02/55032419	Conservare al buio	20			
Voriconazolo	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antimicrobico,antifungino, antiretrovirale Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrifugare entro 4 ore dal prelievo	cromatografico	HPLC-UV
VZV DNA	Plasma BAL Altro	VZV DNA	Viola Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA MEDICINA PREVENTIVA  
UOC: LABORATORIO ANALISI

VZV DNA su Liquor	Liquor	VZV DNA L	Provetta sterile	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Virologia tel. 02/55033457-3778-3497		10		PCR Real Time	EasyMag (Biomerieux) + ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem)
Weil Felix	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		3		Agglutinazione	Manuale
Widal	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		3		Agglutinazione	Manuale
Wright	Siero		Arancione	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	UOC Laboratorio Analisi UOS Laboratorio Microbiologia tel.02 5503 3147 fax 02 5503 3645		3		Agglutinazione	Manuale
Zinco	Siero Plasma	Zn-P	Blu	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633	SENZA GEL	7		assorbimento atomico	AAS
Zinco	Urina	Zn-U		Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		7		assorbimento atomico	AAS
Zincoprotoporfirine	Sangue intero	ZNPP	Blu	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	Laboratorio Tossicologia Ambientale e Industriale tel. 02/55032420 - 02/55032633		10		fluorimetrico	emotofluorim etro
Ziprasidone	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antidepressivo,antipsicotico Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	spettrometrico	LC-MS/MS
Zonisamide	plasma		VIOLA - EDTA	Accett. Unica tel 52609 h 08.00 - 14.30	ASTT FBF-Sacco -Osp. Luigi Sacco Lab di Farmacogenetica - tel. 02 50319622	Antiepilettico Per concentrazione basale prelievo 5 minuti prima della somministrazione successiva	10	centrif ugare entro 4 ore dal preliev o	chromatografico	HPLC-UV